

# IFU, Etiketleme ve Ambalaj Dokümantasyonu

## 1. Kullanım Talimatları (IFU)

### m HEDDip

**AMAÇLANAN KULLANIMA** HEDDip, tıbbi personelin dıyaliz tedavis sırasında hastanın kuyafetlerine dış çapı 4 ila 6,8 mm arasında olan kan tüplerini sabitlemelerine yardımcı olmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır.HEDDip, bir giysi veya kemer parçasına kolayca bağlanır ve tüplerin daha güvenli ve hijyenik bir şekilde sabitlenmesini sağlar. Kan tüplerinin hastanın giysisine sabitlenmesi, hemodiyaliz seansı sırasında hastanın hareketleri nedeniyle delici cihazların mekanik olarak çıkarılma riskini azaltır.

#### KULLANIM TALIMATI

1. HEDDip takmakGiysilere en iyi şekilde HEDDip takmak için, hastanın kuyafeti veya kemerinde uygun bir nokta bulun(kemer, merkezi venöz kateter ile damar erişimi için kullanılabilir). Sonra, alt kısmına baskı uygulayarak acı ve dışlanmasına mümkün olduğunca çok giysi yerleştirin. Hafif giysilerde, ürünü sabitlerken dilisi yakalamak veya kumaşı katlamak önemlidir.

2. Üst kısmı yerleştirinHastanın kuyafetine HEDDip taktır, böylece tüp tutuculara iğne/fitstüllerle aynı yöne bakacak. Bu, alt kısmın tercih edilen açıya yerleştirilmesini sağlarken, ihtiyaç/lez/fitstu las'a göre istenen HEDDip açısını koruyacaktır.

3. Tüpleri takınTüpleri takınDip doğru konuma sabitlendiğinde, borular boru tutucularına takılmaktadır.Tüpleri bir boru üzerinde kaydırarak tutuculara kaydırın.

4. Tüplerin ayarlanmasıHastanın hareket etmesine izin vermek için HEDDip ile delme cihazları arasında ek tüp uzunluğu gerekiyorsa, tüpleri istenen yöne yavaşça çekerek ayarlayın. Gerekirse, tüp tutucularının yönünü yeniden ayarlayın. Tüp tutucularındaki küçük bıçaklar, kan tüplerinin kaymasını kısıtlar ve iğnelere/fitstüllerle aşırı kuvvet uygulanmasını engeller.

5. HEDDip Tüpü tek tek çıkarın ve tüpü tutucudan hafifçe çekerek yukarı kaydırın. Bu işlemi diğer tüple tekrarlayın.HEDDip, hastanın alt kısmına baskı uygulayarak ve dışları arasındaki giysileri serbest bırakmak için çekilerek kişinin kuyafetinden veya kemerinden çıkarılabilir. DİKKAT!eksiyon: Dip sterilizasyon gerektirmez ve temizleyici (örneğin İbren dioksit, perasetik asit, glutaraldehit, benzalkonyum klorür) sulu veya hidroalkollü çözeltilerle temizlenebilir. Ancak kanla temas ederse veya kirilenirse, 100°C den 130°C'ye kadar sıcaklıklarda temizlenebilir. (Dikkat! Yüksek sıcaklıklarda sak temizlik ürünün ömrünü kısaltacaktır.)Kullanım ve deplama: HEDDip'in kullanılmadığında doğrudan giyeye sağlama maruz kalmadığından emin olun. Bu durum HEDDip'in yaşam süresini kısaltacak ve dayanıklılığını azaltacaktır. HEDDip'in kullanılmadığında mekanik olarak stresli bir pozisyonda (yani çene açık) saklanmadığından emin olun. Bu, yapısı azaltır ve giysilere yapışma yeteneğini geçici ya da kalıcı olarak azaltır.

#### ÜRÜN ETİKETLEMESİNDE KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

02 Usele9U Parti Kodu için

Talimatlara Bakınız

İMDİ Tıbbi

Cihaz Üretim Tarihi

MDI Tıbbi Cihaz

■4 Üretici

Katalog numarası

2.Son kullanma tarihi

co Birleşik Krallık Uyum Değerlendirmesi

#### GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRLAMASI.

Üretici, Health Equipment Denmark, HEDDip'in spesifikasyonlarına uygun ve iyi üretim uygulamaları, diğer geçerli standartlar ve düzenleyici gerekliliklere uygun şekilde ürettiğini garanti eder.

1.Üretici, ürünlerinin bir süre boyunca malzeme ve işçilikte kusursuz olmasını garanti eder. 3 Yıl satın alma tarihinden itibaren. Bu garanti normal aşınma için geçerli değildir.

2.Üretici, herhangi bir yanlış kullanım, yanlış kullanım, uyarı ve talimatlara uymama, Üreticinin HEDDip serbest bırakmasından sonra oluşan hasar ve ürünün uygun durumda olduğundan emin olmak için kullanımdan önce inceleme eksikliği veya eksikliğinden sorumlu değildir.

3.Kullanıcının ve/veyahastanın, ciddi bir kaza ile ilgili olarak bildirilmesi gerektirir,aygıt Hedef üretici ve kullanıcının ve/veya hastanın yaşadığı ülkedeki yetkili otorite.

4.Üretici Health Equipment Denmark, Marselisborg Aile 22.8000 Aarhus C, Denmark'dır.

HEDDip'in ÇİZİMİ



Sağlık Ekipmanları  
DanimarkaMarselisborg Al 16  
228000 Aarhus CDenmark

C

€

L