



G130Y

Standart Tekerlekli Sandalye

Kullanım Kılavuzu

Ofis

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Golfi G130Y Standart Manuel Tekerlekli Sandalye, engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, dayanıklı ve pratik bir mobilite cihazıdır. 17.08 kg ağırlığındaki çelik çerçeve, sağlamlık ve uzun ömürlülük sunarken, gri renkli parçalarıyla sade bir görünüm sağlar. Oturma yeri genişliği 35-40-45-50 cm arasında ayarlanabilir, derinlik 41 cm, yükseklik 52 cm ve sırtlık yüksekliği 50 cm'dir. Kolçak yüksekliği 23 cm olarak sabitlenmiştir. Toplam genişlik 66 cm, yükseklik 92 cm ve uzunluk 100 cm'dir; katlandığında 31 cm genişliğe inerek taşınabilirlik sağlar. 24" arka ve 8" ön PU tekerlekler, pürüzsüz ve dayanıklı bir sürüş sunar. Maksimum 120 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder. G130Y, hem kullanıcı tarafından itilerek hem de refakatçi tarafından yönlendirilerek kullanılabilir.

Kullanım Amacı

G130Y, kullanıcıların kendi güçleriyle hareket etmelerini veya bir refakatçi tarafından itilmelerini sağlayarak günlük yaşamda bağımsızlıklarını artırmak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir oturma yeri genişliği ve katlanabilir tasarımı, farklı boylardaki kullanıcılara ve depolama kolaylığına uyum sağlar. Hafif ve dayanıklı yapısı, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımına uygundur.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Oturma Yeri Geniřlięi	35-40-45-50 cm
Oturma Yeri Derinlięi	41 cm
Oturma Yeri Yükseklięi	52 cm
Oturma Yeri Açısı	-
Sırtlık Yükseklięi	50 cm
Kolçak Yükseklięi	23 cm
Toplam Geniřlik	66 cm
Toplam Yükseklik	92 cm
Toplam Uzunluk	100 cm
Katlanır Geniřlik	31 cm
Arka Tekerler	24" PU
Ön Tekerler	8" PU
Materyal	Çelik / Steel
Ürün Aęırlıęı	17.08 kg
Max. Tařıma Kapasitesi	120 kg
Koli Ölçüleri	79-33-78 cm
Konteyner Yük Adedi	20'DC / 147 – 40'DC / 350
Tilt	-

3. Kutunun İindekiler

- Golfi G130Y Standart Manuel Tekerlekli Sandalye (katlanmış, montaj gerektirebilir)
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
-

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda kayma veya devrilme riski vardır.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; elik gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- Oturma yeri genişlięi ayarını yaparken dikkatli olun; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
- Maksimum 120 kg taşıma kapasitesine uyun; aşımı cihazın zarar görmesine yol açabilir.
- Tekerleklerin (24" arka, 8" ön) düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa deęiştirin.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli paralardan uzak tutun.
- Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır; ilk kullanımda profesyonel rehberlik alın.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçeve, tekerlekler (24" arka, 8" ön), kolçaklar ve sırtlık gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Oturma Yeri Genişliği Ayarı

Oturma yeri genişliği (35-40-45-50 cm) kullanıcının kalça ölçülerine göre ayarlanabilir. Ayar mekanizmasını (genellikle bir vida veya klips sistemi) kullanarak istenen genişliği seçin ve sabitleyin.

Adım 3: Tekerlek Montajı ve Kontrolü

24" arka tekerlekleri ve 8" ön tekerlekleri çerçeve üzerine monte edin (eğer önceden monte edilmemişse). Tekerleklerin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve sabit olduğunu kontrol edin. Tekerleklerin dönme mekanizmalarının (özellikle ön tekerleklerin) çalıştığınından emin olun.

Adım 4: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşeklik varsa sıkılaştırın. Sandalyeyi hafifçe test ederek sabitliği doğrulayın. Oturma yeri genişliği, tekerlekler ve kolçakların düzgün çalıştığını bir kez daha kontrol edin. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Oturma yeri genişliğini (35-40-45-50 cm) kullanıcının ölçülerine göre ayarlayın. Tekerleklerin zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Kullanıcıyı Sandalyeye Yerleştirme

Kullanıcıyı dikkatlice sandalyeye oturtun. Kolçakların (23 cm) ve sırtlığın (50 cm) rahat bir destek sağladığından emin olun. Gerekirse emniyet kemeri (varsa) ile sabitleyin.

Adım 3: Hareket ve Kullanım

Kullanıcı, 24" arka tekerlekleri elle iterek hareket edebilir. Refakatçi, sandalyeyi yönlendirmek için tutma yerlerini kullanabilir. Yavaş ve dengeli hareket edin; ön tekerlekler (8") yönlendirme için tasarlanmıştır.

Adım 4: Katlama ve Taşıma

Sandalyeyi katlamak için kilit mekanizmasını serbest bırakın; katlanır genişlik 31 cm'ye düşer. Ürün (17.08 kg) taşınabilir bir ağırlıktadır ve kolayca bir araca veya depolama alanına yerleştirilebilir.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Çelik gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyucu spreyci kullanın (gerekirse).
- **Kolçaklar ve Sırtlık:** Yüzeyleri nemli bezle nazikçe silin; aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; PU tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma veya hasar varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, Golfi G130Y Standart Manuel Tekerlekli Sandalye ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Sandalye kayıyor	Tekerlekler aşınmış	Tekerlekleri kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Oturma yeri gevşek	Bağlantılar gevşemiş	Tüm bağlantıları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Tekerlekler dönmüyor	Tekerlek mekanizması sıkışmış	Tekerlekleri temizleyin; kir veya hasar varsa değiştirin.
Kolçak rahatsız	Kolçak yüksekliği uygunsuz	Kolçakları kontrol edin; ayar mekanizması varsa yeniden ayarlayın.
Çelik gövdede pas	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve pas önleyici spreyci uygulayın; servise danışın.
Katlama zor	Kilit mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazikçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir tasarım sayesinde genişlik 31 cm'ye düşer; bu, araca veya dar alanlara kolayca sığmasını sağlar. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek çelik gövdeyi paslanmaya karşı koruyun.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Oturma yeri genişliğini (35-40-45-50 cm) kullanıcının ölçülerine uygun ayarlayın. Tekerlekleri düzenli kontrol edin ve kaymaz zeminlerde kullanın. Refakatçi desteğiyle ilk kullanımları yapın.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Çelik gövdeyi nemden koruyarak paslanmayı önleyin. PU tekerleklerin ve bağlantıların düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, kolçaklar, sırtlık).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

