



# PR-607

Alüminyum Lüks Kanedyen

## Kullanım Kılavuzu

### **OFİS**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5  
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

### **FABRİKA**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB  
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Loco markasıyla sunduğumuz PR-607 Alüminyum Lüks Kanedyen, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış hafif ve dayanıklı bir mobilite yardımcısıdır. Bu ürün, 0.52 kg ağırlığında alüminyum gövdesi ile taşınabilir bir yapı sunar. Gümüş renkli şık gövdesi, siyah kauçuk tutma yeri ve kol desteği ile modern bir görünüm sağlar. Toplam yükseklik 74-97 cm aralığında ayarlanabilir, böylece farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yeri, dolgulu kol desteği ve kaymaz kauçuk ucu ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

---

## 1. Ürün Tanıtımı

### Ürün Açıklaması

Loco PR-607 Alüminyum Lüks Kanedyen, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir koltuk değneğidir. 0.52 kg ağırlığında alüminyum gövdesi, taşınabilir bir yapı sunar; gümüş renkli şık tasarımı ve siyah kauçuk tutma yeri ile modern bir görünüm sağlar. Toplam yükseklik 74-97 cm aralığında ayarlanabilir, böylece farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 120 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yeri ve dolgulu kol desteği, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Kaymaz kauçuk ucu, zeminde güvenli tutuş sunar ve değiştirilebilir bir yapıdadır. PR-607, hem günlük kullanım hem de geçici sakatlık durumlarında güvenilir bir destek sunar.

### Kullanım Amacı

PR-607 Alüminyum Lüks Kanedyen, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin (örneğin, yaşlılar, engelliler, geçici sakatlık yaşayanlar) yürüme ve ayakta durma sırasında destek almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif yapısı (0.52 kg) ve ayarlanabilir yüksekliği (74-97 cm), cihazın farklı kullanıcılar tarafından kolayca kullanılmasını sağlar. Ergonomik tasarımı, koltuk altına ve ele baskıyı azaltarak uzun süreli kullanımda konfor sunar. Kaymaz kauçuk ucu, farklı zeminlerde güvenli hareket imkanı sağlar.

## 2. Teknik Özellikler

| Özellik                   | Detay  |
|---------------------------|--|
| Toplam Yükseklik          | 74-97 cm (ayarlanabilir)                         |
| Materyal                  | Alüminyum / Aluminium                            |
| Ürün Ağırlığı             | 0.52 kg  |
| Max. Taşıma Kapasitesi    | 120 kg (tahmini)                                 |
| Koli Ölçüleri             | 85x38x22 cm                                      |
| Karton Adedi              | 12   |
| Renk                      | Gümüş (gövde), Siyah (tutma yeri ve kol desteği) |
| Tutma Yeri ve Kol Desteği | Kauçuk / Yumuşak Plastik (tahmini)               |
| Alt Uç                    | Kaymaz Kauçuk Uç (değiştirilebilir)              |

*Not: Ayarlanabilir yükseklik, ergonomik tutma yeri, dolgulu kol desteği ve kaymaz kauçuk uç içerir.*

## 3. Kutunun İçindekiler

- Loco PR-607 Alüminyum Lüks Kanedyen (1 çift)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

*Not: Yedek kauçuk uç opsiyonel olarak dahil olabilir; kutu içeriğini kontrol edin.*

#### 4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (120 kg, tahmini) uygun; aşımı kanedyenin zarar görmesine veya kırılmasına yol açabilir.
- Kanedyeni yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya kaygan zeminlerde kayma riski vardır.
- Kauçuk ucu düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin, aksi takdirde kayma riski artar.
- Kanedyeni kullanırken her iki elinizi de tutma yerlerinde tutun; tek elle kullanmak denge kaybına neden olabilir.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle yükseklik ayarını ve kullanım pozisyonunu öğrenmek için.
- Kanedyeni düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçınınız; alüminyum gövde zarar görebilir.
- Çocukların kanedyeni oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.

---

#### 5. Kurulum Talimatları

##### Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Kanedyen (1 çift), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Kanedyeni hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

##### Adım 2: Yükseklik Ayarı

1. Kanedyeni düz bir zemine yerleştirin.
2. Gövde üzerindeki ayar deliklerini ve pimi/düğmeyi bulun.

3. Pimi/düğmeyi serbest bırakın ve kanedyeni kullanıcının boyuna göre 74-97 cm aralığında ayarlayın. Tutma yeri, kullanıcının kalça hizasında olmalı; kol desteği ise koltuk altına hafifçe temas etmeli (çok sıkı olmamalı).
4. Ayar tamamlandıktan sonra pimi/düğmeyi sıkıca kilitleyin ve kanedyenin sabit olduğundan emin olun.

### **Adım 3: Kauçuk Uç Kontrolü**

Kanedyenin alt kısmındaki kauçuk ucu kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve aşınma olmadığından emin olun. Gerekirse yedek kauçuk uç ile değiştirin.

### **Adım 4: Son Kontrol**

Kanedyeni elinizde tutarak stabiliteyi kontrol edin. Tutma yeri ve kol desteğinin rahat olduğundan, yükseklik ayarının doğru yapıldığından emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

---

## **6. Kullanım Talimatları**

### **Adım 1: Hazırlık**

Kanedyeni düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Yükseklik ayarının doğru yapıldığından (74-97 cm aralığında) ve kauçuk ucun zemine tam oturduğundan emin olun.

### **Adım 2: Kanedyeni Kullanma**

1. Kanedyenleri her iki elinizle tutma yerlerinden kavrayın.
2. Kol desteklerini koltuk altına yerleştirin; ancak koltuk altına aşırı baskı yapmaktan kaçının (ağırlığınızı tamamen kol desteklerine vermeyin).
3. Yavaş ve dengeli adımlarla yürüyün; kanedyenleri vücudunuzun biraz önünde tutarak destek alın.

4. Dönüşlerde veya dar alanlarda dikkatli olun; ani hareketlerden kaçınin.

### Adım 3: Temizlik ve Saklama

- Kullanım sonrası kanedeniyi nemli bir bezle silin ve kurulayın.
- Kanedeniyi kullanmadığınızda kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

## 7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Alüminyum gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçınin. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tutma Yeri ve Kol Desteği:** Tutma yerini ve kol desteğini nemli bir bezle temizleyin; kauçuk yüzeyi aşınmadığından emin olun.
- **Kauçuk Uç:** Kauçuk ucu haftalık olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin.
- **Genel Kontrol:** Ayar mekanizmasını ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

## 8. Sorun Giderme

| Sorun                       | Olası Neden               | Çözüm   |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| Kanedeniyi kayıyor          | Kauçuk uç aşınmış         | Kauçuk ucu değiştirin.                                |
| Yükseklik ayarı yapılamıyor | Ayar mekanizması sıkışmış | Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun. |
| Tutma yeri rahatsız         | Yanlış yükseklik ayarı    | Yüksekliği yeniden ayarlayın (74-97 cm aralığında).   |
| Gövde bükülmüş              | Sert darbe veya aşırı yük | Kanedeniyi kullanmayı bırakın ve servise başvurun.    |

## 9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Kanedyeni hafif yapısı (0.52 kg) sayesinde kolayca taşıyın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Kanedyeni düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın ve kauçuk ucun aşınmadığından emin olun.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelerle karşı koruyun. Kauçuk ucu düzenli olarak değiştirerek güvenli kullanımı sürdürün.

---

## 10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
  - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
  - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
  - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
  - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç aşınması).

### İletişim Bilgileri:

#### Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com) | [export@karadenizmed.com](mailto:export@karadenizmed.com)

#### Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com)