



DD01

DUAL MOTORLU ALÜMNYUM KORKULUKLU
DEMONTE

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81
info@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81
info@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal'e baęlı AZKA markasıyla sunduęumuz AZKA DD01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Demonte Hasta Karyolası, özellikle evde bakım ortamları için tasarlanmıř, demonte edilebilir, hafif ve işlevsel bir hasta yataęıdır. Bu ürün, 50 kg net aęırlıęında oldukça hafif bir yapı sunar ve 160 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. RAL9010 Beyaz rengi ile hijyenik bir görünüm sağlarken, ahşap başlık estetik bir dokunuş katar. Dual motorlu (2 motorlu) yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-34°) kumanda ile kontrol etme imkanı sunar; yükseklik ayarı (389-770 mm, tahmini) manuel olarak yapılır. Ahşap başlık ve alüminyum (ALU) korkuluklar, estetik ve dayanıklı bir yapı sağlar. 125 mm tekerlekleri kauçuk kaplamalıdır ve çapraz fren kilitleme ile sabitlenebilir, böylece hareket kabiliyeti ve güvenlik sunar. Yatma yüzeyindeki havalandırma delikleri ve 22-28-32 dansite aralıęı, uzun süreli yatışlarda hasta konforunu artırır. Serum askısı, hasta bakımı için uygundur. Demonte tasarımı, taşınabilirlik ve depolama kolaylıęı sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

AZKA DD01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Demonte Hasta Karyolası, özellikle evde bakım ortamları için tasarlanmıř, demonte edilebilir, hafif ve işlevsel bir hasta yataęıdır. 50 kg net aęırlıęında oldukça hafif bir yapı sunar ve 160 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. RAL9010 Beyaz rengi ile hijyenik bir görünüm sağlarken, ahşap başlık estetik bir dokunuş katar. Dual motorlu (2 motorlu) yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-34°) kumanda ile kontrol etme imkanı sunar; yükseklik ayarı (389-770 mm, tahmini) manuel olarak yapılır. Ahşap başlık ve alüminyum (ALU) korkuluklar, estetik ve dayanıklı bir yapı sağlar; korkuluklar amortisörlü mekanizması ile indirilip kaldırılabilir. 125 mm tekerlekleri kauçuk kaplamalıdır ve çapraz fren kilitleme ile sabitlenebilir, böylece hareket kabiliyeti ve güvenlik sunar. Teker maşaları çelikten yapılmıřtır, bu da dayanıklılıęı artırır. Yatma yüzeyindeki havalandırma delikleri, uzun süreli yatışlarda hava sirkülasyonunu sağlayarak bası yaralarını önler; 22-28-32 dansite aralıęı, hasta konforunu artırır. Serum askısı, hasta bakımı için uygundur. Yatak alt boşluk (225 mm motor dahil, 349 mm motor hariç), bakım ekipmanlarının kullanımı için geniş

bir alan sağlar. Demonte tasarımı, taşınabilirlik ve depolama kolaylığı sunar. AZKA DD01, evde bakım hastaları için pratik ve estetik bir çözüm sunar.

Kullanım Amacı

AZKA DD01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Demonte Hasta Karyolası, özellikle evde bakım ortamlarında yatacak hastalar ve temel bakım gerektiren bireyler için tasarlanmıştır. 2 motorlu yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-34°) kumanda ile kontrol ederek hasta konforunu artırır; yükseklik ayarı manuel olarak yapılır. Ahşap başlık ve alüminyum korkuluklar, estetik ve dayanıklı bir yapı sunar; havalandırma delikleri ve 22-28-32 dansite aralığı, bası yaralarını önler. Serum askısı, hasta bakımı için uygundur. Demonte tasarımı, taşınabilirlik ve depolama kolaylığı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Kumanda	Mevcut / Available
Çapraz Fren Kilitleme	Mevcut / Available
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	389 mm
Maks. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	770 mm
Maksimum Uzunluk (mm)	2040 mm
Maksimum Genişlik (mm)	960 mm
Yatak Uzunluğu (mm)	1950 mm
Başlık Yüksekliği (mm) Şilte Hariç	455 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil	225 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç	349 mm
Korkuluk Yüksekliği (mm) Şilte Hariç	360 mm
Yatak Genişliği (mm)	820 mm
Sırt Yatma Açısı	0°-70°
Ayak Yatma Açısı	0°-34°

Özellik	Detay
Serum Askısı	Mevcut / Available
Başlık Tipi	Ahşap / Wood
Ürün Rengi	RAL9010 Beyaz / White
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri	Mevcut / Available
Yatak Dansitesi	22-28-32
Şilte Kalınlığı (mm)	100 mm
Tekerlek (mm)	125 mm
Net Ağırlık (kg)	50 kg
Brüt Ağırlık (kg)	55 kg
Dış Ölçüler (mm)	1020 x 2100 x 350 mm
Taşıma Kapasitesi (kg)	160 kg
Korkuluk Tipi	ALU
Teker Maşa Tipi	Çelik / Steel
Trendelenburg	-
CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon)	-
Elektrik Sistemi	220V, 50 Hz, 24V

Not: 2 motorlu yapı, sırt ve ayak açısı ayarı, manuel yükseklik ayarı, ahşap başlık, alüminyum korkuluklar, havalandırma delikleri, çapraz fren kilitleme, serum askısı ve demonte tasarım içerir.

3. Kutunun İçindekiler

- AZKA DD01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Demonte Hasta Karyolası (demonte halde: gövde, başlık, ayaklık, korkuluklar, tekerlekler)
- El Kumandası (1 adet)
- Serum Askısı (1 adet)
- Şilte

- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi
- Montaj için gerekli vidalar ve aletler

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (160 kg) uyun; aşımı karyolanın zarar görmesine veya devrilmesine yol açabilir.
- Karyolayı yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; engebeli zeminlerde devrilme riski vardır.
- Tekerlekleri ve çapraz fren kilitleme sistemini düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Kumandayı her kullanım öncesi kontrol edin; düzgün çalışmadığında kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Hasta transferi sırasında korkulukları indirin ve tekrar kaldırarak sabitleyin; aksi takdirde düşme riski vardır.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle sırt ve ayak açısı ayarını ve korkuluk kullanımını öğrenmek için.
- Karyolayı düşürmekten veya sert darbelerle maruz bırakmaktan kaçınin; alüminyum korkuluklar, ahşap başlık ve metal aksam zarar görebilir.
- Karyolayı başka bireyler tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.
- Elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin; hasarlıysa kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Karyolayı nemli ortamlarda bırakmaktan kaçınin; metal aksam paslanabilir, alüminyum korkuluklar korozyona uğrayabilir, ahşap başlık zarar görebilir.
- Demonte işlem sırasında dikkatli olun; parçaları düzgün bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Karyola demonte halde gelecektir: gövde, başlık, ayaklık, korkuluklar, tekerlekler, el kumandası, serum askısı, şilte (tahmini), kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve montaj için gerekli vidalar/aletler gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme, eksik parça, motorlarda veya tekerleklerde sorun varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Karyolanın Montajı

1. Gövdeyi düz bir zemine yerleştirin.
2. Ahşap başlığı ve ayaklığı gövdenin ilgili yuvalarına yerleştirin; vidalarla sabitleyin.
3. Alüminyum korkulukları gövdenin yanlarına monte edin; amortisörlü mekanizmayı kontrol ederek sabitleyin.
4. Tekerlekleri çelik maşalara monte edin ve gövdenin dört köşesine takın; vidalarla sabitleyin.
5. Tüm bağlantı noktalarını kontrol edin; gevşek vida veya parça olmadığından emin olun.

Adım 3: Şilte ve Serum Askısının Takılması

1. Şilteyi (100 mm kalınlık, tahmini) karyolanın yatma yüzeyine yerleştirin; havalandırma deliklerinin şilte ile kapanmadığından emin olun.
2. Serum askısını karyolanın dört köşesindeki serum askı yerlerinden birine takın (genellikle baş kısmına tercih edilir).

Adım 4: Elektrik Bağlantısı ve Kumanda Kontrolü

1. Karyolanın elektrik kablosunu 220V, 50 Hz bir prize takın.

2. El kumandasını kontrol edin; sırt açısı (0° - 70°) ve ayak açısı (0° - 34°) hareketlerini test edin.
3. Elektrik kesintisi durumunda batarya desteğinin çalıştığından emin olun (tahmini).

Adım 5: Yükseklik Ayarı

1. Yükseklik ayarını (389-770 mm) manuel olarak yapın; karyolanın yanlarında bulunan mekanizmayı kullanarak yüksekliği ayarlayın.

Adım 6: Korkuluk ve Tekerlek Kontrolü

1. Korkulukları indirip kaldırarak amortisörlü mekanizmayı test edin; sabitlendiklerinden emin olun.
2. Tekerleklerin (125 mm) düzgün döndüğünden ve çapraz fren kilitleme sisteminin çalıştığından emin olun.

Adım 7: Son Kontrol

Karyolayı hafifçe sallayarak stabiliteyi kontrol edin. Kumandanın tüm fonksiyonlarının çalıştığından, korkulukların sabit olduğundan, tekerleklerin kilitlendiğinden ve şiltenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Karyolayı düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Kumandanın çalıştığından, tekerleklerin kilitlendiğinden, korkulukların sabit olduğundan ve şiltenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

Adım 2: Karyolanın Kullanımı

1. Hastayı karyolaya transfer etmeden önce korkulukları indirin.
2. Hastayı karyolaya yerleştirin ve korkulukları kaldırarak sabitleyin.
3. El kumandasını kullanarak sırt açısını (0° – 70°) ve ayak açısını (0° – 34°) hastanın konforuna göre ayarlayın.
4. Yükseklik ayarını (389–770 mm) manuel olarak yaparak hasta bakımını kolaylaştırın; örneğin, hasta transferi için alçaltın, bakım için yükseltin.
5. Serum askısını kullanarak serum tedavisini uygulayın.

Adım 3: Demonte Etme ve Saklama

- **Demonte Etme:** Karyolayı demonte etmek için önce tekerlekleri, korkulukları, başlığı ve ayaklığı dikkatlice çıkarın. Vidaları ve küçük parçaları bir torbada saklayın.
- **Saklama:** Karyolayı kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun. Uzun süre kullanılmıyacaksa elektrik kablosunu prizden çekin ve parçaları düzenli bir şekilde depolayın.

Adım 4: Temizlik

- Karyolayı nemli bir bezle silin ve kurulaşın. Ahşap başlığı ve alüminyum korkulukları suya maruz bırakmadan temizleyin. Şilte kılıfını çıkararak yıkayın (eğer çıkarılabilirse).

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Metal gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulaşın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Başlık ve Ayaklık:** Ahşap başlığı ve ayaklığı nemli bir bezle temizleyin; suya maruz bırakmaktan kaçının, ahşap yüzeyin zarar görmemesi için ahşap bakım ürünleri kullanabilirsiniz.

- **Korkuluklar:** Alüminyum korkulukları nemli bir bezle temizleyin; suya maruz bırakmaktan kaçınin.
- **Tekerlekler:** Tekerlekleri (125 mm) haftalık olarak kontrol edin; kir veya aşınma varsa nemli bir bezle temizleyin. Tekerleklerin düzgün döndüğünden emin olun.
- **Motor ve Kumanda:** Motorları ve kumandayı suya maruz bırakmaktan kaçınin; kuru bir bezle silin. Elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin.
- **Şilte:** Şilte kılıfını çıkararak yıkayın (eğer çıkarılabilirse); havalandırma deliklerini kapatmamaya özen gösterin.
- **Genel Kontrol:** Motorları, tekerlekleri, korkulukları ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Karyola hareket etmiyor	Elektrik bağlantısı kesilmiş veya motor arızalı	Elektrik kablosunu kontrol edin; sorun devam ederse servise başvurun.
Kumanda çalışmıyor	Kumanda kablosu hasarlı veya batarya bitmiş	Kumanda kablosunu kontrol edin; bataryayı kontrol edin ve servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi veya hasar	Tekerlekleri temizleyin; hasar varsa değiştirin.
Korkuluklar sabitlenmiyor	Amortisör mekanizması arızalı	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Gövde hasar görmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Karyolayı kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Karyolayı 50 kg net ağırlığı ve demonte tasarımı ile kolayca taşınabilir bir yapıda tutun. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek metal gövdeyi nemden ve paslanmadan, alüminyum korkulukları korozyondan, ahşap başlığı nemden koruyun.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Karyolayı düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın, tekerleklerin kilitlendiğinden ve korkulukların sabit olduğundan emin olun. İlk kullanımlarda bir refakatçi gözetiminde kullanın.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Tekerlekleri ve motorları düzenli olarak kontrol ederek güvenli kullanımı sürdürün.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlek aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

