



DF01

DUAL MOTORLU ALÜMNYUM KORKULUKLU
KATLANABİLİR

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81
info@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81
info@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal'e baęlı AZKA markasıyla sunduęumuz AZKA DF01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Katlanabilir Hasta Karyolası, özellikle evde bakım ortamları için tasarlanmış, katlanabilir, ultra hafif ve işlevsel bir hasta yataęıdır. Bu ürün, 45 kg net aęırlığında oldukça hafif bir yapı sunar ve 160 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. RAL9010 Beyaz rengi ile hijyenik bir görünüm sağlarken, ahşap başlık estetik bir dokunuş katar. Dual motorlu (2 motorlu) yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-34°) kumanda ile kontrol etme imkanı sunar; yükseklik ayarı (420-770 mm, tahmini) manuel olarak yapılır. Ahşap başlık ve alüminyum (ALU) korkuluklar, estetik ve dayanıklı bir yapı sağlar. 50 mm tekerlekleri kauçuk kaplamalıdır ve çapraz fren kilitleme ile sabitlenebilir, böylece hareket kabiliyeti ve güvenlik sunar. Yatma yüzeyindeki havalandırma delikleri ve 22-28-32 dansite aralığı, uzun süreli yatışlarda hasta konforunu artırır. Katlanabilir tasarımı, depolama ve taşınabilirlik kolaylığı sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

AZKA DF01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Katlanabilir Hasta Karyolası, özellikle evde bakım ortamları için tasarlanmış, katlanabilir, ultra hafif ve işlevsel bir hasta yataęıdır. 45 kg net aęırlığında oldukça hafif bir yapı sunar ve 160 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. RAL9010 Beyaz rengi ile hijyenik bir görünüm sağlarken, ahşap başlık estetik bir dokunuş katar. Dual motorlu (2 motorlu) yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-34°) kumanda ile kontrol etme imkanı sunar; yükseklik ayarı (420-770 mm, tahmini) manuel olarak yapılır. Ahşap başlık ve alüminyum (ALU) korkuluklar, estetik ve dayanıklı bir yapı sağlar; korkuluklar amortisörlü mekanizması ile indirilip kaldırılabilir. 50 mm tekerlekleri kauçuk kaplamalıdır ve çapraz fren kilitleme ile sabitlenebilir, böylece hareket kabiliyeti ve güvenlik sunar. Teker maşaları çelikten yapılmıştır, bu da dayanıklılığı artırır. Yatma yüzeyindeki havalandırma delikleri, uzun süreli yatışlarda hava sirkülasyonunu sağlayarak baskı yaralarını önler; 22-28-32 dansite aralığı, hasta konforunu artırır. Katlanabilir tasarımı, depolama ve taşınabilirlik kolaylığı sunar. AZKA DF01, evde bakım hastaları için pratik ve estetik bir çözüm sunar.

Kullanım Amacı

AZKA DF01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Katlanabilir Hasta Karyolası, özellikle evde bakım ortamlarında yatacak hastalar ve temel bakım gerektiren bireyler için tasarlanmıştır. 2 motorlu yapısı, sırt ve ayak açısını (0° - 70° ve 0° - 34°) kumanda ile kontrol ederek hasta konforunu artırır; yükseklik ayarı manuel olarak yapılır. Ahşap başlık ve alüminyum korkuluklar, estetik ve dayanıklı bir yapı sunar; havalandırma delikleri ve 22-28-32 dansite aralığı, baskı yaralarını önler. Katlanabilir tasarımı, depolama ve taşınabilirlik kolaylığı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Kumanda	Mevcut / Available
Çapraz Fren Kilitleme	Mevcut / Available
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	420 mm
Maks. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	770 mm
Maksimum Uzunluk (mm)	2030 mm
Maksimum Genişlik (mm)	980 mm
Yatak Uzunluğu (mm)	1950 mm
Başlık Yüksekliği (mm) Şilte Hariç	323 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil	75 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç	75 mm
Korkuluk Yüksekliği (mm) Şilte Hariç	360 mm
Yatak Genişliği (mm)	820 mm
Sırt Yatma Açısı	0° - 70°
Ayak Yatma Açısı	0° - 34°
Serum Askısı	- (yok)
Başlık Tipi	Ahşap / Wood

Özellik	Detay
Ürün Rengi	RAL9010 Beyaz / White
Yatma YüzeYi Havalandırma Delikleri	Mevcut / Available
Yatak Dansitesi	22-28-32
Şilte Kalınlığı (mm)	100 mm
Tekerlek (mm)	50 mm
Net Ağırlık (kg)	45 kg
Brüt Ağırlık (kg)	52 kg
Dış Ölçüler (mm)	1020 x 640 x 1270 mm
Taşıma Kapasitesi (kg)	160 kg
Korkuluk Tipi	ALU
Teker Maşa Tipi	Çelik / Steel
Trendelenburg	-
CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon)	-
Elektrik Sistemi	220V, 50 Hz, 24V

Not: 2 motorlu yapı, sırt ve ayak açısı ayarı, manuel yükseklik ayarı, ahşap başlık, alüminyum korkuluklar, havalandırma delikleri, çapraz fren kilitleme ve katlanabilir tasarım içerir.

3. Kutunun İçindekiler

- AZKA DF01 Dual Motorlu Alüminyum Korkuluklu Katlanabilir Hasta Karyolası (katlanmış halde)
- El Kumandası (1 adet)
- Şilte
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (160 kg) uyun; aşımı karyolanın zarar görmesine veya devrilmesine yol açabilir.
- Karyolayı yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; engebeli zeminlerde devrilme riski vardır.
- Tekerlekleri ve çapraz fren kilitleme sistemini düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Kumandayı her kullanım öncesi kontrol edin; düzgün çalışmadığında kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Hasta transferi sırasında korkulukları indirin ve tekrar kaldır#pragma once olarak sabitleyin; aksi takdirde düşme riski vardır.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle sırt ve ayak açısı ayarını ve korkuluk kullanımını öğrenmek için.
- Karyolayı düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçının; alüminyum korkuluklar, ahşap başlık ve metal aksam zarar görebilir.
- Karyolayı başka bireyler tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.
- Elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin; hasarlıysa kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Karyolayı nemli ortamlarda bırakmaktan kaçının; metal aksam paslanabilir, alüminyum korkuluklar korozyona uğrayabilir, ahşap başlık zarar görebilir.
- Katlama işlemi sırasında dikkatli olun; parmaklarınızı sıkıştırmamaya özen gösterin.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Karyola katlanmış halde gelecektir: gövde, başlık, ayaklık, korkuluklar, tekerlekler, el kumandası, şilte (tahmini), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Parçaları hasar açısından inceleyin;

herhangi bir çatlak, bükülme, eksik parça, motorlarda veya tekerleklerde sorun varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Karyolanın Açılması ve Kurulumu

1. Karyolayı düz bir zemine yerleştirin ve katlanmış halden açın; yatma yüzeyini düzleştirin ve katlama mekanizmasını kilitleyin.
2. Ahşap başlığı ve ayaklığı gövdenin ilgili yuvalarına yerleştirin; sabitleyin.
3. Alüminyum korkulukları gövdenin yanlarına monte edin; amortisörlü mekanizmayı kontrol ederek sabitleyin.
4. Tekerleklerin (50 mm) çelik maşalara monte edildiğinden emin olun; tüm bağlantı noktalarını kontrol edin.

Adım 3: Şilte Yerleştirme

1. Şilteyi (100 mm kalınlık, tahmini) karyolanın yatma yüzeyine yerleştirin; havalandırma deliklerinin şilte ile kapanmadığından emin olun.

Adım 4: Elektrik Bağlantısı ve Kumanda Kontrolü

1. Karyolanın elektrik kablosunu 220V, 50 Hz bir prize takın.
2. El kumandasını kontrol edin; sırt açısı (0° - 70°) ve ayak açısı (0° - 34°) hareketlerini test edin.
3. Elektrik kesintisi durumunda batarya desteğinin çalıştığından emin olun (tahmini).

Adım 5: Yükseklik Ayarı

1. Yükseklik ayarını (420-770 mm) manuel olarak yapın; karyolanın yanlarında bulunan mekanizmayı kullanarak yüksekliği ayarlayın.

Adım 6: Korkuluk ve Tekerlek Kontrolü

1. Korkulukları indirip kaldırarak amortisörlü mekanizmayı test edin; sabitlendiklerinden emin olun.

2. Tekerleklerin (50 mm) düzgün döndüğünden ve çapraz fren kilitleme sisteminin çalıştığından emin olun.

Adım 7: Son Kontrol

Karyolayı hafifçe sallayarak stabiliteyi kontrol edin. Kumandanın tüm fonksiyonlarının çalıştığından, korkulukların sabit olduğundan, tekerleklerin kilitletiğinden ve şiltenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Karyolayı düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Kumandanın çalıştığından, tekerleklerin kilitletiğinden, korkulukların sabit olduğundan ve şiltenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

Adım 2: Karyolanın Kullanımı

1. Hastayı karyolaya transfer etmeden önce korkulukları indirin.
2. Hastayı karyolaya yerleştirin ve korkulukları kaldırarak sabitleyin.
3. El kumandasını kullanarak sırt açısını (0° - 70°) ve ayak açısını (0° - 34°) hastanın konforuna göre ayarlayın.
4. Yükseklik ayarını (420-770 mm) manuel olarak yaparak hasta bakımını kolaylaştırın; örneğin, hasta transferi için alçaltın, bakım için yükseltin.

Adım 3: Katlama ve Saklama

- **Katlama:** Karyolayı katlamak için önce korkulukları indirin, şilteyi çıkarın, ardından yatma yüzeyini ortadan ikiye katlayın ve katlama mekanizmasını kilitleyin.
- **Saklama:** Karyolayı kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun. Uzun süre kullanılmıyorsa elektrik kablosunu prizden çekin ve katlanmış halde depolayın.

Adım 4: Temizlik

- Karyolayı nemli bir bezle silin ve kurulayın. Ahşap başlığı ve alüminyum korkulukları suya maruz bırakmadan temizleyin. Şilte kılıfını çıkararak yıkayın (eğer çıkarılabilirse).

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Metal gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Başlık ve Ayaklık:** Ahşap başlığı ve ayaklığı nemli bir bezle temizleyin; suya maruz bırakmaktan kaçının, ahşap yüzeyin zarar görmemesi için ahşap bakım ürünleri kullanabilirsiniz.
- **Korkuluklar:** Alüminyum korkulukları nemli bir bezle temizleyin; suya maruz bırakmaktan kaçının.
- **Tekerlekler:** Tekerlekleri (50 mm) haftalık olarak kontrol edin; kir veya aşınma varsa nemli bir bezle temizleyin. Tekerleklerin düzgün döndüğünden emin olun.
- **Motor ve Kumanda:** Motorları ve kumandayı suya maruz bırakmaktan kaçının; kuru bir bezle silin. Elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol edin.
- **Şilte:** Şilte kılıfını çıkararak yıkayın (eğer çıkarılabilirse); havalandırma deliklerini kapatmamaya özen gösterin.
- **Genel Kontrol:** Motorları, tekerlekleri, korkulukları ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Karyola hareket etmiyor	Elektrik bağlantısı kesilmiş veya motor arızalı	Elektrik kablosunu kontrol edin; sorun devam ederse servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Kumanda çalışmıyor	Kumanda kablosu hasarlı veya batarya bitmiş	Kumanda kablosunu kontrol edin; bataryayı kontrol edin ve servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi veya hasar	Tekerlekleri temizleyin; hasar varsa değiştirin.
Korkuluklar sabitlenmiyor	Amortisör mekanizması arızalı	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Gövde hasar görmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Karyolayı kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Karyolayı 45 kg net ağırlığı ve katlanabilir tasarımı ile kolayca taşınabilir bir yapıda tutun. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek metal gövdeyi nemden ve paslanmadan, alüminyum korkulukları korozyondan, ahşap başlığı nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Karyolayı düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın, tekerleklerin kilitlendiğinden ve korkulukların sabit olduğundan emin olun. İlk kullanımlarda bir refakatçi gözetiminde kullanın.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Tekerlekleri ve motorları düzenli olarak kontrol ederek güvenli kullanımı sürdürün.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlek aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

