



MF01

MANUEL KATLANABİLİR EVDE BAKIM

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal'e baęlı AZKA markasıyla sunduęumuz AZKA MF01 Manuel Katlanabilir Evde Bakım Karyolası, özellikle evde bakım ortamları için tasarlanmış, manuel, katlanabilir, ultra hafif ve temel bir hasta yataęıdır. Bu ürün, 36 kg net aęırlığında oldukça hafif bir yapı sunar ve 160 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. RAL9010 Beyaz rengi ile hijyenik bir görünüm sağlarken, ahşap başlık estetik bir dokunuş katar. Manuel yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-35°) mekanik olarak kontrol etme imkanı sunar; yükseklik ayarı (385-500 mm, tahmini) manuel olarak yapılır. Ahşap başlık, estetik ve dayanıklı bir yapı sağlar. 125 mm tekerlekleri kauçuk kaplamalıdır ve çapraz fren kilitleme ile sabitlenebilir, böylece hareket kabiliyeti ve güvenlik sunar. Yatma yüzeyindeki havalandırma delikleri ve 22-28-32 dansite aralığı, uzun süreli yatışlarda hasta konforunu artırır. Katlanabilir tasarımı, depolama ve taşınabilirlik kolaylığı sağlar. Bu karyolada korkuluk bulunmamaktadır, bu nedenle hasta güvenliği için dikkatli kullanım gereklidir. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

AZKA MF01 Manuel Katlanabilir Evde Bakım Karyolası, özellikle evde bakım ortamları için tasarlanmış, manuel, katlanabilir, ultra hafif ve temel bir hasta yataęıdır. 36 kg net aęırlığında oldukça hafif bir yapı sunar ve 160 kg taşıma kapasitesi ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. RAL9010 Beyaz rengi ile hijyenik bir görünüm sağlarken, ahşap başlık estetik bir dokunuş katar. Manuel yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-35°) mekanik olarak (kol veya mandal ile) kontrol etme imkanı sunar; yükseklik ayarı (385-500 mm, tahmini) manuel olarak yapılır. Ahşap başlık, estetik ve dayanıklı bir yapı sağlar. 125 mm tekerlekleri kauçuk kaplamalıdır ve çapraz fren kilitleme ile sabitlenebilir, böylece hareket kabiliyeti ve güvenlik sunar. Teker maşaları çelikten yapılmıştır, bu da dayanıklılığı artırır. Yatma yüzeyindeki havalandırma delikleri, uzun süreli yatışlarda hava sirkülasyonunu sağlayarak bası yaralarını önler; 22-28-32 dansite aralığı, hasta konforunu artırır. Katlanabilir tasarımı, depolama ve taşınabilirlik kolaylığı sunar. Bu karyolada korkuluk bulunmamaktadır, bu nedenle hasta güvenliği için dikkatli kullanım gereklidir. AZKA MF01, evde bakım hastaları için pratik ve estetik bir çözüm sunar.

Kullanım Amacı

AZKA MF01 Manuel Katlanabilir Evde Bakım Karyolası, özellikle evde bakım ortamlarında yatalak hastalar ve temel bakım gerektiren bireyler için tasarlanmıştır. Manuel yapısı, sırt ve ayak açısını (0°-70° ve 0°-35°) mekanik olarak kontrol ederek hasta konforunu artırır; yükseklik ayarı manuel olarak yapılır. Ahşap başlık, estetik ve dayanıklı bir yapı sunar; havalandırma delikleri ve 22-28-32 dansite aralığı, bası yaralarını önler. Katlanabilir tasarımı, depolama ve taşınabilirlik kolaylığı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Kumanda	- (yok)
Çapraz Fren Kilitleme	Mevcut / Available
Min. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	385 mm
Maks. Yükseklik (mm) Şilte Hariç	500 mm
Maksimum Uzunluk (mm)	2045 mm
Maksimum Genişlik (mm)	940 mm
Yatak Uzunluğu (mm)	1950 mm
Başlık Yüksekliği (mm) Şilte Hariç	465 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Dahil	350 mm
Yatak Alt Boşluk (mm) Motor Hariç	350 mm
Korkuluk Yüksekliği (mm) Şilte Hariç	- (yok)
Yatak Genişliği (mm)	820 mm
Sırt Yatma Açısı	0°-70°
Ayak Yatma Açısı	0°-35°
Serum Askısı	-
Başlık Tipi	Ahşap / Wood
Ürün Rengi	RAL9010 Beyaz / White

Özellik	Detay
Yatma Yüzeyi Havalandırma Delikleri	Mevcut / Available
Yatak Dansitesi	22-28-32
Şilte Kalınlığı (mm)	100 mm
Tekerlek (mm)	125 mm
Net Ağırlık (kg)	36 kg
Brüt Ağırlık (kg)	40 kg
Dış Ölçüler (mm)	980 x 450 x 1350 mm
Taşıma Kapasitesi (kg)	160 kg
Korkuluk Tipi	-
Teker Maşa Tipi	Çelik / Steel
Trendelenburg	-
CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon)	-

Not: Manuel yapı, sırt ve ayak açısı ayarı (mekanik), manuel yükseklik ayarı, ahşap başlık, havalandırma delikleri, çapraz fren kilitleme ve katlanabilir tasarım içerir. Korkuluk bulunmamaktadır.

3. Kutunun İçindekiler

- AZKA MF01 Manuel Katlanabilir Evde Bakım Karyolası (katlanmış halde)
- Şilte
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (160 kg) uyun; aşımı karyolanın zarar görmesine veya devrilmesine yol açabilir.
- Karyolayı yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; engebeli zeminlerde devrilme riski vardır.
- Tekerlekleri ve çapraz fren kilitleme sistemini düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Hasta transferi sırasında dikkatli olun; bu karyolada korkuluk bulunmamaktadır, bu nedenle hastanın düşme riskine karşı bir refakatçi gözetiminde kullanın.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle sırt ve ayak açısı ayarını öğrenmek için.
- Karyolayı düşürmekten veya sert darbelerle maruz bırakmaktan kaçının; ahşap başlık ve metal aksam zarar görebilir.
- Karyolayı başka bireyler tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.
- Karyolayı nemli ortamlarda bırakmaktan kaçının; metal aksam paslanabilir, ahşap başlık zarar görebilir.
- Katlama işlemi sırasında dikkatli olun; parmaklarınızı sıkıştırmamaya özen gösterin.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Karyola katlanmış halde gelecektir: gövde, başlık, ayaklık, tekerlekler, şilte (tahmini), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme, eksik parça veya tekerleklerde sorun varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Karyolanın Açılması ve Kurulumu

1. Karyolayı düz bir zemine yerleştirin ve katlanmış halden açın; yatma yüzeyini düzleştirin ve katlama mekanizmasını kilitleyin.
2. Ahşap başlığı ve ayaklığı gövdenin ilgili yuvalarına yerleştirin; sabitleyin.
3. Tekerleklerin (125 mm) çelik maşalara monte edildiğinden emin olun; tüm bağlantı noktalarını kontrol edin.

Adım 3: Şilte Yerleştirme

1. Şilteyi (100 mm kalınlık, tahmini) karyolanın yatma yüzeyine yerleştirin; havalandırma deliklerinin şilte ile kapanmadığından emin olun.

Adım 4: Yükseklik Ayarı

1. Yükseklik ayarını (385-500 mm) manuel olarak yapın; karyolanın yanlarında bulunan mekanizmayı kullanarak yüksekliği ayarlayın (eğer ayarlanabilir bir mekanizma varsa; aksi takdirde yükseklik sabittir).

Adım 5: Tekerlek Kontrolü

1. Tekerleklerin (125 mm) düzgün döndüğünden ve çapraz fren kilitleme sisteminin çalıştığından emin olun.

Adım 6: Son Kontrol

Karyolayı hafifçe sallayarak stabiliteyi kontrol edin. Tekerleklerin kilitlendiğinden ve şiltenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Karyolayı düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Tekerleklerin kilitletiğinden ve şiltenin düzgün yerleştirildiğinden emin olun.

Adım 2: Karyolanın Kullanımı

1. Hastayı karyolaya transfer edin; korkuluk bulunmadığından, hastanın düşme riskine karşı bir refakatçi gözetiminde hareket edin.
2. Sırt açısını (0° - 70°) ve ayak açısını (0° - 35°) mekanik kol veya mandal ile hastanın konforuna göre ayarlayın.
3. Yükseklik ayarını (385-500 mm) manuel olarak yaparak hasta bakımını kolaylaştırın; örneğin, hasta transferi için alçaltın, bakım için yükseltin (eğer ayarlanabilir bir mekanizma varsa).

Adım 3: Katlama ve Saklama

- **Katlama:** Karyolayı katlamak için şilteyi çıkarın, ardından yatma yüzeyini ortadan ikiye katlayın ve katlama mekanizmasını kilitleyin.
- **Saklama:** Karyolayı kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

Adım 4: Temizlik

- Karyolayı nemli bir bezle silin ve kurulayın. Ahşap başlığı suya maruz bırakmadan temizleyin. Şilte kılıfını çıkararak yıkayın (eğer çıkarılabilirse).

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Metal gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulaştırın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Başlık ve Ayaklık:** Ahşap başlığı ve ayaklığı nemli bir bezle temizleyin; suya maruz bırakmaktan kaçının, ahşap yüzeyin zarar görmemesi için ahşap bakım ürünleri kullanabilirsiniz.
- **Tekerlekler:** Tekerlekleri (125 mm) haftalık olarak kontrol edin; kir veya aşınma varsa nemli bir bezle temizleyin. Tekerleklerin düzgün döndüğünden emin olun.
- **Şilte:** Şilte kılıfını çıkararak yıkayın (eğer çıkarılabilirse); havalandırma deliklerini kapatmamaya özen gösterin.
- **Genel Kontrol:** Tekerlekleri ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Sırt/ayak ayarı çalışmıyor	Mekanik sistem arızalı	Mekanizmayı kontrol edin; sorun devam ederse servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi veya hasar	Tekerlekleri temizleyin; hasar varsa değiştirin.
Gövde hasar görmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Karyolayı kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Karyolayı 36 kg net ağırlığı ve katlanabilir tasarımı ile kolayca taşınabilir bir yapıda tutun. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek metal gövdeyi nemden ve paslanmadan, ahşap başlığı nemden koruyun.

- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Karyolayı düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın, tekerleklerin kilitlendiğinden emin olun. Korkuluk bulunmadığından, hasta güvenliği için bir refakatçi gözetiminde kullanın.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Tekerlekleri düzenli olarak kontrol ederek güvenli kullanımı sürdürün.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlek aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com