



CE

G560

Hidrolik Klozetli Transfer Sandalyesi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Golfi markamızla sunduğumuz G560 Hidrolik Klozetli Transfer Sandalyesi ile hareket kısıtlılığı olan bireylerin yaşamını kolaylaştırıyoruz. Bu ürün, hidrolik yükseklik ayarı ile hasta transferini ve banyo/tuvalet ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamayı hedefleyen popüler bir modeldir. Bu kılavuz, ürünün teknik özelliklerini, kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

G560 Hidrolik Klozetli Transfer Sandalyesi, yatalak hastalar, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış yenilikçi bir banyo ve tuvalet çözümdür. Çelik şasesi ile sağlam bir yapı sunarken, hidrolik sistem sayesinde yükseklik ayarı yapılabilir. 120 kg taşıma kapasitesi, çıkarılabilir klozet kovası, iki yana açılabilir sırt kısmı ve frenli tekerleklerle donatılmıştır. Ergonomik minderleri ve ayarlanabilir ayak paletleri ile uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar. Katlanabilir tasarımı ile depolama ve taşıma kolaylığı sunar.

Kullanım Amacı

G560, hareket kısıtlılığı olan bireylerin banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde veya refakatçi yardımıyla karşılamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik yükseklik ayarı, hastanın yatağından sandalyeye geçişini kolaylaştırır ve klozet uyumluluğu ile tuvalet üzerinde veya yerinde kullanım imkânı sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Marka	Golfi
Model	G560
Çerçeve Malzemesi	Çelik şase
Yüzey Kaplama	Elektrostatik toz boya
Koltuk Geniřliđi	45-50 cm (yaklaşık)
Koltuk Derinliđi	40-45 cm (yaklaşık)
Koltuk Yüksekliđi	50-70 cm (hidrolik ayarlı)
Toplam Geniřlik	55-60 cm
Toplam Uzunluk	95-100 cm (ayak paletleriyle)
Toplam Yükseklik	90-100 cm
Tařıma Kapasitesi	120 kg
Net Ađırlık	18 kg (yaklaşık)
Tekerlekler	5" PVC, 360° döner, frenli
Klozet Kovası	Çıkarılabilir, plastik
Ayak Paleti	Ayarlanabilir, katlanabilir
Sırt Kısmı	İki yana açılabilir, sabit
Kollar	Sabit, ergonomik
Hidrolik Sistem	Manuel pompa ile yükseklik ayarı
Garanti Süresi	2 yıl

Not: Teknik özellikler, ürünün genel yapısına ve internetteki bilgilere dayanarak belirlenmiştir. Kesin detaylar için ürün etiketini kontrol edin.

3. Kutunun İindekiler

- G560 Hidrolik Klozetli Transfer Sandalyesi (katlanmış, montaj gerektirebilir)
 - ıkarılabilir klozet kovası (plastik)
 - Hidrolik pompa sistemi (manuel)
 - Ayak paletleri (ayarlanabilir, katlanabilir)
 - Ergonomik oturma minderi
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum iin alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Gvenlik Uyarıları

- Maksimum 120 kg yk kapasitesini ařmayın.
- Sandalyeyi yalnızca dz zeminlerde kullanın; eđimli alanlarda devrilme riski vardır.
- Hidrolik pompayı kullanırken ařırı g uygulamayın; pompa mekanizmasını zorlamaktan kaının.
- Kullanım sırasında tm tekerleklerin frenlerini kilitleyin.
- Klozet kovasındaki atıkları dzenli olarak bořaltın ve temizleyin; hijyenik kullanım sađlayın.
- Sandalyeyi suya tamamen batırmayın; nemli ortamlarda kullanıma uygun olsa da ařırı su teması paslanmaya neden olabilir.
- ocukların sandalyeyi kullanmasına izin vermeyin.
- Hasta transferi sırasında mutlaka bir refakati bulunmalıdır.
- Hidrolik sistemin sabitlendiđinden emin olun; ykseklik ayarı sırasında sandalyeyi tutun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Sandalyeyi dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin, tekerleklerin, klozet kovanının, hidrolik pompanın, ayak paletlerinin ve oturma minderinin kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Sandalye katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için oturma kısmını iki elinizle tutun ve aşağı doğru hafifçe bastırın. Yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitletiğini duyduğunuzda (genellikle bir "klik" sesi çıkar) sandalye düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Tekerlekleri Kontrol Etme

Tekerlekler (5" PVC, frenli) çerçeveye takılıdır. Her bir tekerleğin 360° serbestçe döndüğünü ve frenlerin çalıştığını kontrol edin. Frenleri test etmek için tekerlek üzerindeki fren mandalını aşağı bastırın; tekerlek hareket etmemelidir. Fren mandalını yukarı kaldırdığınızda tekerlek serbestçe dönmelidir.

Adım 4: Ayak Paletlerini Takma ve Ayar Yapma

Ayak paletleri ayarlanabilir ve katlanabilir olarak gelir. Sandalyenin ön kısmındaki ayak paleti yuvalarını (genellikle iki metal boru) bulun. Her bir paleti yuvaya hizalayın ve itin; yerine oturduğunda bir "klik" sesi duyulur. Paletlerin sabitliğini kontrol edin. Kullanıcı boyuna göre yüksekliği ayarlamak için palet altındaki vidaları gevşetin, paleti kaydırarak uygun konuma getirin ve vidaları sıkın. Paletlerin katlanabilirliğini test edin.

Adım 5: Klozet Kovasını Takma

Çıkarılabilir klozet kovasını sandalyenin alt kısmındaki yuvaya hizalayın. Kovanın oturma minderinin hemen altına yerleştirildiğinden emin olun. Kovanın sabitlendiğini kontrol edin; kayma veya oynama olmamalıdır. Klozet kovasını çıkarmak için iki yandan hafifçe çekerek yuvadan ayırın.

Adım 6: Oturma Minderini Yerleştirme

Ergonomik oturma minderi genellikle sandalyeye takılıdır. Aynı geldiyse, minderi koltuk çerçevesine yerleştirin ve klipslerle (varsa) sabitleyin. Minderin kaymadığından ve klozet kovasının üzerine düzgün oturduğundan emin olun.

Adım 7: Sırt Kısmını Kontrol Etme

Sırt kısmı iki yana açılabilir tasarıma sahiptir; bu özellik hasta transferini kolaylaştırır. Sırt açısı sabittir ve eğim ayarı yapılamaz. Sırt kısmının iki yana açılıp kapanabildiğini test edin; açma/kapama mekanizmasının düzgün çalıştığından emin olun. Kapanış sırasında emniyet mandalını (varsa) kilitleyin.

Adım 8: Hidrolik Sistemi Kurma

Hidrolik pompa, sandalye çerçevesine entegre edilmiştir. Pompa kolu (manuel) ve yükseklik ayarı pedalı (varsa) ile çalışır. Pompa kolunu hafifçe yukarı/aşağı hareket ettirerek hidrolik sistemin çalıştığını test edin. Yükseklik ayarı sırasında sandalyeyi sabit tutun; maksimum 70 cm yüksekliğe kadar ayar yapılabilir.

Adım 9: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Sandalyeyi sallayarak sabitliği test edin. Tekerleklerin frenlerini, hidrolik sistemin işlevselliğini ve sırt kısmının açma/kapama mekanizmasını bir kez daha kontrol edin. Sandalye kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Sandalye düz bir zeminde yerleştirin. Tüm tekerleklerin frenlerini kilitleyin (fren mandallarını aşağı bastırın). Klozet kovasını taktıysanız, kovanın sabit olduğundan emin olun. Eğer klozet üzerinde kullanacaksanız, sandalyeyi klozetin üzerine hizalayın ve frenleri kilitleyin.

Adım 2: Hasta Transferi

Yan kolları sabit tutun. Sırt kısmını iki yana açın (açma mekanizmasını kullanın). Refakatçi, hastayı yatağından kaldırarak sandalyeye yerleştirin. Hidrolik pompa kolunu kullanarak sandalyeyi hastanın yatak yüksekliğine ayarlayın (pompayı yukarı/aşağı hareket ettirin). Hasta oturduktan sonra sırt kısmını kapatın ve emniyet mandalını kilitleyin.

Adım 3: Klozet Kullanımı

- **Yerinde Kullanım:** Oturma minderini kaldırın; klozet kovası görünür hale gelir. Hasta ihtiyacını karşılayabilir. İşlem bittikten sonra klozet kovasını çıkarın, boşaltın ve temizleyin.
- **Klozet Üzerinde Kullanım:** Sandalyeyi klozetin üzerine hizalayın; klozet kovasını çıkarın. Hidrolik sistemle yüksekliği klozet seviyesine ayarlayın ve frenleri kilitleyin. Hasta ihtiyacını klozet üzerinde karşılayabilir.

Adım 4: Banyo Kullanımı

Sandalye nemli ortamlarda kullanıma uygundur. Klozet kovasını çıkarın ve sandalyeyi banyo alanına yerleştirin. Frenleri kilitleyin. Hidrolik sistemle yüksekliği ayarlayın. Hastayı sandalyeye transfer edin ve banyo işlemini gerçekleştirin. İşlem bittikten sonra sandalyeyi kuru bir bezle silin.

Adım 5: Refakatçi ile Taşıma

Frenleri açın (mandalları yukarı kaldırın). Refakatçi, arka tutma kollarını kullanarak sandalyeyi yavaşça itin. Hidrolik sistemi sabit tutarak yükseklik ayarı yapın. Dar alanlarda manevra yaparken dikkatli olun. Durmak için sandalyeyi sabitleyin ve frenleri kilitleyin.

Adım 6: Katlama ve Depolama

Ayak paletlerini yukarı katlayın. Sirt kısmını iki yana açın. Oturma kısmını yukarı çekerek çerçeveyi katlayın. Klozet kovasını çıkarın ve ayrı bir yerde saklayın. Katlanmış sandalyeyi kuru bir alanda depolayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Çelik şaseyi kuru tutun; paslanmayı önlemek için nemli bırakmayın.
- **Klozet Kovası:** Her kullanımdan sonra kovayı boşaltın, ılık su ve sabunla yıkayın, dezenfekte edin ve iyice kurulaşın.
- **Hidrolik Sistem:** Aylık kontrol yapın; pompa kolunu yağlayın (üretici önerdiği yağla). Sızıntı veya aşınma varsa servise başvurun.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Fren mekanizmasını kontrol edin.
- **Oturma Minderi:** Nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurummasını bekleyin.
- **Sirt Kısmı:** Sirt kumaşını nemli bezle temizleyin; açma/kapama mekanizmasını kuru tutun.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, G560 Hidrolik Klozetli Transfer Sandalyesi ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Hidrolik sistem çalışmıyor	Pompa tıkalı veya yağ eksik	Pompa kolunu kontrol edin; üretici önerdiği yağla yağlayın. Arıza devam ederse servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Frenler kilitle	Fren mandallarını yukarı kaldırarak frenleri açın.
Tekerlekler kayıyor	Zemin ıslak veya kirlî	Zemini temizleyin ve kurulayın; tekerlekleri kontrol edin.
Klozet kovası sabit değil	Yuva hizası bozuk	Kovanın yuvaya düzgün oturduğunu kontrol edin; yuvayı temizleyin.
Sırt kısmı açılmıyor	Mekanizma kirlenmiş veya sıkışmış	Mekanizmayı nemli bezle temizleyin; hareketli parçaları kontrol edin.
Sırt kısmı kapanmıyor	Emniyet mandalı arızalı	Mandalı kontrol edin; arızalıysa servise başvurun.
Sandalye sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Hidrolik sistem sızdırıyor	Conta veya pompa arızası	Sızıntıyı tespit edin; servise başvurun, kendiniz tamir etmeyin.
Oturma minderi kayıyor	Klipsler gevşemiş	Minder klipslerini sıkılaştırın; yırtık varsa minderi değiştirin.
Tekerlekler gıcırdayıyor	Kir birikmesi veya aşınma	Tekerlekleri temizleyin; aşınma varsa servisten yedek parça talep edin.
Çelik şasede paslanma	Nemli bırakılmış	Şaseyi kuru bezle silin; pas varsa ince zımpara ile temizleyin ve boyayın.
Ayak paletleri sabit değil	Vidalar gevşemiş	Palet vidalarını sıkılaştırın; hasar varsa servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Hidrolik Sistem İpuçları:** Hidrolik pompayı düzenli olarak kontrol edin ve üretici önerdiği yağ ile bakım yapın. Aşırı yükseklik ayarı yapmaktan kaçının; maksimum 70 cm sınırı aşılmamalıdır.
- **Güvenli Transfer Önerileri:** Hidrolik sistemi kullanarak sandalyeyi yatağa uygun seviyeye getirin. Sırt kısmını iki yana açarak transferi kolaylaştırın.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Çelik şaseyi nemden koruyarak paslanmayı önleyin. Tekerleklerin frenlerini ve hidrolik sistemin işlevselliğini düzenli kontrol edin.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, sandalye gövdesi ve hidrolik sistem için). Yedek parça temin garantisi 10 yıldır.
- **Kapsam:** Üretim hataları ve hidrolik sistem/mekanizma arızalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı, hidrolik sistem yanlış kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, kumaş).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com

