



REHA2

Havalı Minder

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Scuba markasıyla sunduğumuz Reha-2 Havalı Minder, tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanmış hafif ve konforlu bir oturma çözümdür. Bu ürün, 1.5 kg ağırlığında kauçuk gövdesi ile taşınabilir bir yapı sunar. Lacivert renkli yıkanabilir kılıfı ile modern bir görünüm sağlar. Toplam boyutları yaklaşık 40x40x7 cm'dir (tahmini). Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır. Havalı hücrelerden oluşan yapısı, bası dağılımını optimize ederek düşük-orta risk grubunda bası yaralarını önler ve uzun süreli oturmalarda konfor sağlar. El pompası ile hava ayarı yapılabilir, böylece kullanıcılar minderlerin sertliğini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Scuba Reha-2 Havalı Minder, tekerlekli sandalye kullanıcıları için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir oturma minderi. 1.5 kg ağırlığında kauçuk gövdesi, taşınabilir bir yapı sunar; lacivert renkli yıkanabilir kılıfı ile modern bir görünüm sağlar. Toplam boyutları yaklaşık 40x40x7 cm'dir (tahmini). Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır. Havalı hücrelerden oluşan yapısı (tahmini 7 cm hücre yüksekliği, tek valfli), bası dağılımını optimize ederek düşük-orta risk grubunda bası yaralarını önler. El pompası ile hava ayarı yapılabilir, böylece kullanıcılar minderlerin sertliğini kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabilir. Yıkanabilir kılıfı, terlemeyi azaltır ve hijyenik bir kullanım sağlar. Minder, tekerlekli sandalye koltuklarına kolayca yerleştirilebilir ve farklı oturma yüzeylerinde de kullanılabilir.

Kullanım Amacı

Reha-2 Havalı Minder, uzun süreli oturmalarda bası yarası riskini azaltmak ve oturma konforunu artırmak için tasarlanmıştır. Düşük-orta risk grubundaki kullanıcılar için uygundur (örneğin, bası yarası riski düşük olan tekerlekli sandalye kullanıcıları). Havalı hücreler, kalça ve kuyruk sokumu bölgesindeki basıncı dağıtarak cilt sağlığını korur. Hafif yapısı (1.5 kg) ve kompakt boyutları, cihazın taşınmasını ve farklı oturma yüzeylerinde kullanılmasını kolaylaştırır.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Genişlik	40 cm (tahmini)
Uzunluk	40 cm (tahmini)
Yükseklik	7 cm (tahmini)
Hücre Yapısı	Tek Valfli, 7 cm Hücre Yüksekliği
Materyal	Kauçuk / Rubber
Ürün Ağırlığı	1.5 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	44x40x7 cm
Parçaların Rengi	Lacivert / Navy Blue
Karton Adedi	1

Not: Yıkanabilir lacivert kılıf, el pompası ve bası dağılımını optimize eden havalı hücreler içerir.

3. Kutunun İçindekiler

- Scuba Reha-2 Havalı Minder
- Yıkanabilir Lacivert Kılıf
- El Pompası
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (136 kg) uyun; aşımı minderde hava kaçağına veya hasara yol açabilir.
- Minderi yalnızca düz ve temiz bir yüzeyde kullanın; keskin veya sivri nesnelerden uzak tutun, aksi takdirde delinme riski vardır.
- Hava ayarı yaparken aşırı şişirmekten kaçının; bu, hücrelerin patlamasına neden olabilir.
- Minderi düzenli olarak kontrol edin; hava kaçağı veya hasar varsa kullanmayı bırakın ve tamir kiti ile onarın veya yetkili servise başvurun.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde hava ayarını yapın ve oturma pozisyonunuzu kontrol edin.
- Minderi doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara (örneğin, soba veya radyatör yakını) maruz bırakmayın; kauçuk malzeme zarar görebilir.
- Çocukların minderini oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin; boğulma veya yaralanma riski vardır.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Minder, lacivert kılıf ve el pompası gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Minderi hasar açısından inceleyin; herhangi bir delik, yırtık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Minderi Hazırlama

1. Minderi düz bir zemine yerleştirin ve lacivert kılıfı takın (eğer kılıf takılı değilse).
2. El pompasını valfe bağlayın ve minderini şişirmeye başlayın.
3. Minderi orta sertlikte şişirin; aşırı şişirmekten kaçının. Oturduğunuzda kalçanız zeminden yaklaşık 2-3 cm yukarıda olmalı, ancak minder çok sert olmamalıdır.

4. Hava ayarı tamamlandıktan sonra valfi sıkıca kapatın.

Adım 3: Minderi Yerleştirme

1. Minderi tekerlekli sandalye koltuğuna veya kullanılacak oturma yüzeyine yerleştirin.
2. Minderin düzgün bir şekilde oturduğundan ve kaymadığından emin olun.

Adım 4: Son Kontrol

Minderin hava seviyesini kontrol edin; oturduğunuzda rahat bir pozisyon sağladığından emin olun. Gerekirse el pompası ile hava seviyesini ayarlayın. Minder kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Minderi düz ve temiz bir oturma yüzeyine yerleştirin. Hava seviyesinin doğru olduğundan emin olun (oturduğunuzda kalçanız zeminden 2-3 cm yukarıda olmalı).

Adım 2: Minderi Kullanma

1. Minderin üzerine yavaşça oturun; ani hareketlerden kaçının.
2. Oturma pozisyonunuzu kontrol edin; minder, kalça ve kuyruk sokumu bölgesindeki basıncı eşit şekilde dağıtmalıdır.
3. Uzun süreli oturmalarda (her 1-2 saatte bir) pozisyon değiştirin; bu, bası yarısı riskini daha da azaltır.

Adım 3: Hava Ayarı

Hava seviyesi rahatsız ediciyse:

1. El pompasını valfe bağlayın.
2. Hava ekleyerek veya valfi hafifçe açarak hava çıkararak sertliği ayarlayın.
3. Ayar tamamlandıktan sonra valfi sıkıca kapatın.

Adım 4: Temizlik ve Saklama

- Kullanım sonrası kılıfı çıkarın ve ılık su ile nötr sabunla yıkayın; ardından tamamen kurutun.
- Minderi kullanmadığınızda havasını tamamen boşaltın ve kuru bir yerde saklayın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Kılıf:** Lacivert kılıfı düzenli olarak çıkarın ve ılık su ile nötr sabunla yıkayın. Tamamen kuruduktan sonra tekrar takın.
- **Minder:** Minderin yüzeyini nemli bir bezle silin; suya batırmaktan veya aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçının.
- **Hava Kontrolü:** Haftalık olarak hava seviyesini kontrol edin; gerekirse el pompası ile ayar yapın.
- **Hasar Kontrolü:** Minderde delik veya hava kaçağı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Küçük delikler için tamir kiti kullanın; büyük hasarlarda yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Minder hava kaçırıyor	Delik veya valf arızası	Deliği tamir kiti ile onarın; valfi kontrol edin veya servise başvurun.
Minder çok sert/yumuşak	Yanlış hava ayarı	El pompası ile hava seviyesini ayarlayın.
Kılıf kirlendi	Terleme veya kir birikmesi	Kılıfı çıkarın, ılık su ve nötr sabunla yıkayın, tamamen kurutun.
Minder kayıyor	Yanlış yerleştirme	Minderi oturma yüzeyine düzgün bir şekilde yerleştirin.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Minderi havasını boşaltarak kompakt bir şekilde saklayın (koli ölçüleri 44x40x7 cm). Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek kauçuk malzemeyi nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Minderi düzenli aralıklarla kontrol edin. Uzun süreli oturmalarda pozisyon değiştirerek baskı yararı riskini azaltın.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Minderi keskin nesnelerden uzak tutun ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Kılıfı düzenli olarak temizleyerek hijyen sağlayın.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (delinme, aşırı şişirme, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kılıf aşınması, küçük hava kaçakları).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com