



PR-105

Alüminyum Katlanır Baston (Bronz)

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-105 Alüminyum Katlanır Baston (Bronz) ile engelli bireylerin, yaşlıların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin denge ihtiyaçlarını güvenli, konforlu ve taşınabilir bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum gövdesi, ayarlanabilir yükseklik özelliği, katlanabilir tasarımı ve kaymaz kauçuk ucu ile pratik bir çözüm sunar. Bronz renkli parçalarıyla zarif bir görünüm sunarken, ergonomik tutma kolu ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-105 Alüminyum Katlanır Baston (Bronz), engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir katlanır bastondur. 0.36 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, Bronz renkli parçalarıyla sade ve şık bir görünüm sunar. 80-90 cm ayarlanabilir yükseklik aralığı ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Ergonomik tutma kolu, rahat bir kavrama sunarken, kaymaz kauçuk uç zeminde iz bırakmadan güvenli bir tutuş sağlar. Katlanabilir tasarımı, taşınabilirlik ve depolama kolaylığı sunar. PR-105, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için idealdir.

Kullanım Amacı

PR-105, kullanıcıların günlük yaşamda denge desteği olarak güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yükseklik özelliği ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Katlanabilir yapısı, bastonu kolayca çanta veya torbada taşıma imkanı sunar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	-
Toplam Yükseklik	80-90 cm
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	0.36 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	-
Koli Ölçüleri	63-16-27 cm
Parçaların Rengi	Bronz / Black
Karton Adedi	20 Adet / Piece

3. Kutunun İçindekiler

- PR-105 Alüminyum Katlanır Baston (Bronz) (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda kayma riski vardır.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaşın.
- Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
- Yükseklik ayarı yaparken dikkatli olun; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
- Kaymaz kauçuk ucu düzenli olarak kontrol edin; aşınma varsa değiştirin.
- Bastonu yalnızca denge desteği olarak kullanın; üzerine aşırı yük bindirmeyin.

- Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Bastonun gövdesi, katlama mekanizması ve kauçuk ucunun kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Katlama Mekanizmasını Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Katlama mekanizmasını (genellikle bir düğme veya klips sistemi) kullanarak bastonu açın. Tüm bölümlerin düzgün bir şekilde açıldığını ve kilitlendiğini kontrol edin (genellikle bir “klik” sesi çıkar). Bastonun sabit olduğunu test edin; gevşeklik varsa mekanizmayı kontrol edin.

Adım 3: Yükseklik Ayarı Yapma

Toplam yükseklik 80-90 cm arasında ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna uygun şekilde ayar mekanizmasını (genellikle bir düğme veya klips sistemi) kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin. Kullanıcının dirseği yaklaşık 20-30 derece bükülü olmalıdır; bu, doğru yükseklik ayarı için genel bir kriterdir.

Adım 4: Kauçuk Ucu Kontrol Etme

Kaymaz kauçuk ucun düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve aşınma olmadığını kontrol edin. Ucu zeminde iz bırakmadığından ve kaymadığından emin olun.

Adım 5: Son Kontrol

Tüm bağlantıları ve katlama mekanizmasını kontroledin; gevşeklik varsa sıkılaştırın. Bastonu hafifçe yere vurarak sabitliği test edin. Yükseklik ayarı, katlama mekanizması ve kauçuk ucun düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Yükseklik ayarını (80-90 cm) kullanıcının boyuna göre yapın. Kauçuk ucun zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Denge Desteği Kullanımı

Kullanıcı, bastonu sağlıklı tarafındaki eliyle tutsun (örneğin, sağ bacakta sorun varsa baston sol elle tutulmalıdır). Ergonomik tutma kolunu sıkıca kavrayarak bastonu yere koyun ve adım atarken denge desteği alın. Baston, adım atılan ayağın tersi yönde hareket ettirilmelidir (örneğin, sağ adım atarken baston sola doğru hareket eder). Yürürken yavaş ve dengeli adımlar atın.

Adım 3: Katlama ve Taşıma

Bastonun katlama mekanizmasını kullanarak (genellikle düğme veya klips sistemiyle) bastonu katlayın. Katlanmış ürünü (0.36 kg) kolayca bir çanta veya torbaya yerleştirin veya elinizle taşıyın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulaştırın.
- **Tutma Kolu:** Tutma kolunu nemli bezle nazıkçe silin; aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- **Kauçuk Uç:** Haftalık temizlik yapın; kauçuk uçta biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma varsa değiştirin.
- **Katlama Mekanizması:** Katlama mekanizmasını düzenli olarak kontrol edin; kir veya toz birikirse temizleyin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-105 Alüminyum Katlanır Baston (Bronz) ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Baston kayıyor	Kauçuk uç aşınmış	Kauçuk ucu kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Yükseklik ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazıkçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Baston sallanıyor	Vidalar veya ayar mekanizması gevşemiş	Tüm bağlantıları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Katlama mekanizması çalışmıyor	Mekanizma sıkışmış veya kirlenmiş	Mekanizmayı kontrol edin; kir varsa temizleyin ve tekrar deneyin.
Tutma kolu rahatsız	Tutma kolu aşınmış	Tutma kolunu kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulaştırın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir tasarım sayesinde bastonu kolayca çanta veya torbada taşıyın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Yükseklik ayarını kullanıcıya uygun şekilde yapın. Kauçuk ucu düzenli olarak kontrol edin ve kaymaz zeminlerde kullanın. Bastonu doğru el ile kullanmaya dikkat edin.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Kauçuk ucun, katlama mekanizmasının ve ayar mekanizmasının düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç, tutma kolu).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com