



PR-106

Alüminyum Oturaklı Baston

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal olarak, Loco markamızla sunduğumuz PR-106 Alüminyum Oturaklı Baston ile engelli bireylerin, yaşlıların veya hareket kabiliyeti sınırlı kişilerin hem denge ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılamalarına hem de yorgunluk anlarında dinlenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu ürün, hafif alüminyum gövdesi, katlanabilir oturma mekanizması ve kaymaz kauçuk uçları ile pratik bir çözüm sunar. Gri renkli parçalarıyla sade bir görünüm sunarken, ergonomik tutma kolu ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-106 Alüminyum Oturaklı Baston, engelli bireyler, yaşlılar veya hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir baston-sandalye kombinasyonudur. 0.88 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, gri renkli parçalarıyla sade bir görünüm sunar. Toplam yükseklik 72 cm olarak sabittir ve kullanıcıya uygun bir tutma yüksekliği sağlar. Katlanabilir oturma mekanizması, yorgunluk anlarında oturma imkanı sunarken, ergonomik tutma kolu rahat bir kavrama sunar. Kaymaz kauçuk uçlar, zeminde iz bırakmadan güvenli bir tutuş sağlar. PR-106, hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için uygundur ve taşınabilirliği ile öne çıkar.

Kullanım Amacı

PR-106, kullanıcıların günlük yaşamda denge desteği olarak güvenli bir şekilde hareket etmelerini ve yorgunluk anlarında oturarak dinlenmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Katlanabilir oturma mekanizması, gerektiğinde sandalye olarak kullanılabilir. Hafif yapısı, kullanıcıların bastonu kolayca yanlarında taşımasına olanak tanır.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	-
Toplam Yükseklik	72 cm
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	0.88 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	-
Koli Ölçüleri	86-31-41 cm
Parçaların Rengi	Gr / Grey
Karton Adedi	10 Adet / Piece

3. Kutunun İçindekiler

- PR-106 Alüminyum Oturaklı Baston (katlanmış, montaj gerektirebilir)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda kayma veya devrilme riski vardır.
- Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaşın.
- Oturma mekanizmasını açarken veya kapatırken ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
- Oturma alanını kullanırken maksimum ağırlık kapasitesine dikkat edin (üretimden kaynaklı kapasite belirtilmemişse refakatçi eşliğinde kullanın).
- Kaymaz kauçuk uçları düzenli olarak kontrol edin; aşınma varsa değiştirin.

- Bastonu ve oturma alanını yalnızca denge ve dinlenme desteği olarak kullanın; üzerine aşırı yük bindirmeyin.
 - Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Bastonun gövdesi, oturma mekanizması ve kauçuk uçların kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Oturma Mekanizmasını Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Oturma mekanizmasını açmak için katlama kilitlerini (genellikle bir düğme veya klips sistemi) serbest bırakın ve oturma alanını düz bir konuma getirin. Oturma alanının sabitlendiğini ve kilitlendiğini kontrol edin (genellikle bir “klik” sesi çıkar).

Adım 3: Kauçuk Uçları Kontrol Etme

Kaymaz kauçuk uçların düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve aşınma olmadığını kontrol edin. Uçların zeminde iz bırakmadığından ve kaymadığından emin olun.

Adım 4: Son Kontrol

Tüm bağlantıları ve oturma mekanizmasını kontrol edin; gevşeklik varsa sıkılaştırın. Bastonu ve oturma alanını hafifçe test ederek sabitliği doğrulayın. Oturma mekanizması ve kauçuk uçların düzgün çalıştığını bir kez daha kontrol edin. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Oturma mekanizmasının düzgün açıldığından ve kilitlendiğinden emin olun. Kauçuk uçların zemine tam oturduğunu kontrol edin.

Adım 2: Denge Desteği Kullanımı

Kullanıcı, bastonu sağlıklı tarafındaki eliyle tutsun (örneğin, sağ bacakta sorun varsa baston sol elle tutulmalıdır). Ergonomik tutma kolunu sıkıca kavrayarak bastonu yere koyun ve adım atarken denge desteği alın. Baston, adım atılan ayağın tersi yönde hareket ettirilmelidir (örneğin, sağ adım atarken baston sola doğru hareket eder). Yürürken yavaş ve dengeli adımlar atın.

Adım 3: Oturma Kullanımı

Oturma alanını kullanmak için bastonu yere sabit bir şekilde yerleştirin. Kullanıcı, oturma mekanizmasına yavaşça otursun; refakatçi desteği önerilir. Oturma sırasında bastonun devrilmediğinden emin olun.

Adım 4: Katlama ve Taşıma

Oturma mekanizmasını katlamak için kilitleri serbest bırakın ve mekanizmayı kapatın. Katlanmış ürünü (0.88 kg) kolayca bir çanta veya torbaya yerleştirin veya elinizle taşıyın.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulaşın.

- **Tutma Kolu:** Tutma kolunu nemli bezle nazikçe silin; aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- **Oturma Alanı:** Oturma yüzeyini nemli bezle silin; gerekirse elde yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin.
- **Kauçuk Uçlar:** Haftalık temizlik yapın; kauçuk uçlarda biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma varsa değiştirin.
- **Katlama Mekanizması:** Katlama mekanizmasını düzenli olarak kontrol edin; kir veya toz birikirse temizleyin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-106 Alüminyum Oturaklı Baston ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Baston kayıyor	Kauçuk uçlar aşınmış	Kauçuk uçları kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Oturma alanı kırık	Aşırı yük veya darbe	Oturma alanını kontrol edin; hasar varsa servise başvurun.
Baston sallanıyor	Vidalar veya bağlantılar gevşemiş	Tüm bağlantıları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Oturma mekanizması açılmıyor	Mekanizma sıkışmış veya kirlenmiş	Mekanizmayı kontrol edin; kir varsa temizleyin ve tekrar deneyin.
Tutma kolu rahatsız	Tutma kolu aşınmış	Tutma kolunu kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Katlanabilir oturma mekanizması sayesinde bastonu kolayca taşıyın ve çanta veya torbada saklayın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Oturma alanını kullanmadan önce refakatçi desteği alın. Kauçuk uçları düzenli olarak kontrol edin ve kaymaz zeminlerde kullanın. Bastonu doğru el ile kullanmaya dikkat edin.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Oturma mekanizmasının, kauçuk uçların ve tutma kolunun düzenli bakımını yapın.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uçlar, oturma alanı).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com