



PR-911(S-M-L)

Alüminyum Koltukaltı Değneđi

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Loco markasıyla sunduğumuz PR-911S Alüminyum Koltukaltı Değneği (M ve L Beden), hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış hafif ve dayanıklı bir mobilite yardımcısıdır. Bu ürün, 0.94 kg ağırlığında alüminyum gövdesi ile taşınabilir bir yapı sunar. Gri gövdesi, sarı kauçuk tutma yeri ve kol desteği ile modern bir görünüm sağlar. Toplam yükseklik 135-156 cm aralığında ayarlanabilir, böylece uzun boylu kullanıcılara (örneğin, uzun boylu yetişkinler) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yeri, dolgulu kol desteği ve kaymaz kauçuk ucu ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-911S Alüminyum Koltukaltı Değneği (L Beden), hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir koltuk değneğidir. 0.94 kg ağırlığında alüminyum gövdesi, taşınabilir bir yapı sunar; gri renkli gövdesi ve sarı kauçuk tutma yeri ile modern bir görünüm sağlar. Toplam yükseklik 135-156 cm aralığında ayarlanabilir, böylece uzun boylu kullanıcılara (örneğin, uzun boylu yetişkinler) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yeri ve dolgulu kol desteği, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Kaymaz kauçuk ucu, zeminde güvenli tutuş sunar ve değiştirilebilir bir yapıdadır. PR-911S, hem günlük kullanım hem de geçici sakatlık durumlarında güvenilir bir destek sunar.

Kullanım Amacı

PR-911S Alüminyum Koltukaltı Değneği (L Beden), hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin (örneğin, yaşlılar, engelliler, geçici sakatlık yaşayanlar) yürüme ve ayakta durma sırasında destek almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Hafif yapısı (0.94 kg) ve ayarlanabilir yüksekliği (135-156 cm), cihazın uzun boylu kullanıcılar tarafından kolayca kullanılmasını sağlar. Ergonomik tasarımı, koltuk altına ve ele baskıyı azaltarak uzun süreli

kullanımda konfor sunar. Kaymaz kauçuk ucu, farklı zeminlerde güvenli hareket imkanı sağlar.

S Beden Teknik Özellikler Tablosu

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	-
Toplam Yükseklik	97-118 cm (ayarlanabilir)
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	0.66 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg (tahmini)
Koli Ölçüleri	103x36x30 cm
Parçaların Rengi	Gri-Sarı / Grey-Yellow
Karton Adedi	10 Çift / Pair
Tutma Yeri ve Kol Desteği	Kauçuk / Yumuşak Plastik
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)

M Beden Teknik Özellikler Tablosu

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	-
Toplam Yükseklik	115-135 cm (ayarlanabilir)
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	0.86 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg (tahmini)
Koli Ölçüleri	143x36x30 cm
Parçaların Rengi	Gri-Sarı / Grey-Yellow
Karton Adedi	10 Çift / Pair
Tutma Yeri ve Kol Desteği	Kauçuk / Yumuşak Plastik
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)

L Beden Teknik Özellikler Tablosu

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	-
Toplam Yükseklik	135-156 cm (ayarlanabilir)
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	0.94 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg (tahmini)
Koli Ölçüleri	143x36x30 cm
Parçaların Rengi	Gri-Sarı / Grey-Yellow
Karton Adedi	10 Çift / Pair
Tutma Yeri ve Kol Desteği	Kauçuk / Yumuşak Plastik
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)

Ortak Bölümler (S, M, L Bedenler için Aynı)

3. Kutunun İçindekiler

- Loco PR-911S Alüminyum Koltukaltı Değneđi (1 çift)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

Not: Yedek kauçuk uç opsiyonel olarak dahil olabilir; kutu içeriđini kontrol edin.

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (136 kg, tahmini) uyun; aşımı koltuk değneđinin zarar görmesine veya kırılmasına yol açabilir.
- Koltuk değneđini yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya kaygan zeminlerde kayma riski vardır.
- Kauçuk ucu düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa deđiştirin, aksi takdirde kayma riski artar.
- Koltuk değneđini kullanırken her iki elinizi de tutma yerlerinde tutun; tek elle kullanmak denge kaybına neden olabilir.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle yükseklik ayarını ve kullanım pozisyonunu öğrenmek için.
- Koltuk değneđini düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçınin; alüminyum gövde zarar görebilir.
- Çocukların koltuk değneđini oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Koltuk değneği (1 çift), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Koltuk değneğini hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Yükseklik Ayarı

1. Koltuk değneğini düz bir zemine yerleştirin.
2. Gövde üzerindeki ayar deliklerini ve pimi/düğmeyi bulun.
3. Pimi/düğmeyi serbest bırakın ve koltuk değneğini kullanıcının boyuna göre ayarlayın (S Beden: 97-118 cm, M Beden: 115-135 cm, L Beden: 135-156 cm). Tutma yeri, kullanıcının kalça hizasında olmalı; kol desteği ise koltuk altına hafifçe temas etmeli (çok sıkı olmamalı).
4. Ayar tamamlandıktan sonra pimi/düğmeyi sıkıca kilitleyin ve koltuk değneğinin sabit olduğundan emin olun.

Adım 3: Kauçuk Uç Kontrolü

Koltuk değneğinin alt kısmındaki gri kauçuk ucu kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve aşınma olmadığından emin olun. Gerekirse yedek kauçuk uç ile değiştirin.

Adım 4: Son Kontrol

Koltuk değneğini elinizde tutarak stabiliteyi kontrol edin. Tutma yeri ve kol desteğinin rahat olduğundan, yükseklik ayarının doğru yapıldığından emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Koltuk deęneęini düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Yükseklik ayarının doğru yapıldığından (S Beden: 97-118 cm, M Beden: 115-135 cm, L Beden: 135-156 cm) ve kauçuk ucun zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Koltuk Deęneęini Kullanma

1. Koltuk deęneklerini her iki elinizle tutma yerlerinden kavrayın.
2. Kol desteklerini koltuk altına yerleřtirin; ancak koltuk altına aşırı baskı yapmaktan kaçının (ağırlığınızı tamamen kol desteklerine vermeyin).
3. Yavaş ve dengeli adımlarla yürüyün; koltuk deęneklerini vücudunuzun biraz önünde tutarak destek alın.
4. Dönüşlerde veya dar alanlarda dikkatli olun; ani hareketlerden kaçının.

Adım 3: Temizlik ve Saklama

- Kullanım sonrası koltuk deęneęini nemli bir bezle silin ve kurulayın.
- Koltuk deęneęini kullanmadığınızda kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Alüminyum gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tutma Yeri ve Kol Desteęi:** Tutma yerini ve kol desteęini nemli bir bezle temizleyin; kauçuk yüzeyin aşınmadığından emin olun.
- **Kauçuk Uç:** Kauçuk ucu haftalık olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa deęiřtirin.

- **Genel Kontrol:** Ayar mekanizmasını ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Koltuk değneği kayıyor	Kauçuk uç aşınmış	Kauçuk ucu değiştirin.
Yükseklik ayarı yapılamıyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Tutma yeri rahatsız	Yanlış yükseklik ayarı	Yüksekliği yeniden ayarlayın (S: 97-118 cm, M: 115-135 cm, L: 135-156 cm).
Gövde bükülmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Koltuk değneğini kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Koltuk değneğini hafif yapısı (S: 0.66 kg, M: 0.86 kg, L: 0.94 kg) sayesinde kolayca taşıyın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Koltuk değneğini düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın ve kauçuk ucun aşınmadığından emin olun.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Kauçuk ucu düzenli olarak değiştirerek güvenli kullanımı sürdürün.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com