



PR-442

Alüminyum Walker (Pediatrik)

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Loco markasıyla sunduğumuz PR-442 Alüminyum Pediatrik Walker, hareket kabiliyeti sınırlı çocuklar için tasarlanmış dayanıklı ve ergonomik bir mobilite yardımcısıdır. Bu ürün, 2.02 kg ağırlığında alüminyum gövdesi ile hafif ve sağlam bir yapı sunar. Gri renkli gövdesi ve tutma yerleri ile sade bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 55 cm, toplam uzunluk 38 cm ve toplam yükseklik 63-76 cm aralığında ayarlanabilir, böylece farklı yaş ve boylardaki çocuklara uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yerleri ve kaymaz kauçuk uçları ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü çocuğunuz kullanmadan önce bir yetişkin gözetiminde kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-442 Alüminyum Pediatrik Walker, hareket kabiliyeti sınırlı çocuklar için tasarlanmış, dayanıklı ve ergonomik bir yürüteçtir. 2.02 kg ağırlığında alüminyum gövdesi, hafif ve sağlam bir yapı sunar; gri renkli gövdesi ve tutma yerleri ile sade bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 55 cm, toplam uzunluk 38 cm ve toplam yükseklik 63-76 cm aralığında ayarlanabilir, böylece farklı yaş ve boylardaki çocuklara (örneğin, küçük çocuklar ve gençler) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yerleri, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Dört bacaklı yapısı ve kaymaz kauçuk uçları, zeminde güvenli tutuş ve stabilite sunar. PR-442, hem günlük kullanım hem de geçici sakatlık durumlarında çocuklar için güvenilir bir destek sunar.

Kullanım Amacı

PR-442 Alüminyum Pediatrik Walker, hareket kabiliyeti kısıtlı çocukların (örneğin, engelli çocuklar, geçici sakatlık yaşayan çocuklar) yürüme ve ayakta durma sırasında denge ve destek almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yüksekliği (63-76 cm), cihazın farklı yaş ve boylardaki çocuklar tarafından kolayca kullanılmasını sağlar. Ergonomik

tasarımı, küçük ellere uygun tutma yerleri ile kullanım kolaylığı sunar. Kaymaz kauçuk uçları, farklı zeminlerde güvenli hareket imkanı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	55 cm
Toplam Yükseklik	63-76 cm (ayarlanabilir)
Toplam Uzunluk	38 cm
Katlanır Genişlik	-
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	2.02 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	55x29x69 cm
Parçaların Rengi	Gri / Grey
Karton Adedi	4 Adet / Piece
Tutma Yeri	Kauçuk / Yumuşak Plastik
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)

Not: Ayarlanabilir yükseklik, ergonomik tutma yerleri, dört bacaklı sabit yapı ve kaymaz kauçuk uçlar içerir.

3. Kutunun İindekiler

- Loco PR-442 Alüminyum Pediatrik Walker (1 adet)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

Not: Yedek kauuk uç opsiyonel olarak dahil olabilir; kutu içeriğini kontrol edin.

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (136 kg, tahmini) uygun; aşımı walker'ın zarar görmesine veya devrilmesine yol açabilir. Ancak bu ürün pediatrik kullanım için tasarlanmıştır, bu nedenle çocuğın ağırlığına uygun olduğundan emin olun.
- Walker'ı yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya kaygan zeminlerde kayma riski vardır.
- Kauuk uçları düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değıştirin, aksi takdirde kayma riski artar.
- Çocuğın walker'ı kullanırken her iki elini de tutma yerlerinde tutmasını sağlayın; tek elle kullanmak denge kaybına neden olabilir.
- İlk kullanımda bir yetişkin gözetiminde kullanın; özellikle yükseklik ayarını ve kullanım pozisyonunu öğrenmek için.
- Walker'ı düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçının; alüminyum gövde zarar görebilir.
- Walker'ı başka çocuklar veya yetişkinler tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.
- Walker'ı merdivenlerde veya eğimli zeminlerde kullanmaktan kaçının; devrilme riski vardır.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Walker (1 adet), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Walker'ı hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Yükseklik Ayarı

1. Walker'ı düz bir zemine yerleştirin.
2. Dört bacağın yan kısımlarındaki ayar deliklerini ve pimleri/düğmeleri bulun.
3. Pim/düğmeyi serbest bırakın ve walker'ı çocuğun boyuna göre 63-76 cm aralığında ayarlayın. Tutma yerleri, çocuğun kalça hizasında olmalı; böylece çocuk rahatça tutabilir ve hafif öne eğilerek destek alabilir.
4. Ayar tamamlandıktan sonra pim/düğmeyi sıkıca kilitleyin ve walker'ın sabit olduğundan emin olun.

Adım 3: Kauçuk Uç Kontrolü

Walker'ın dört bacağının alt kısmındaki gri kauçuk uçları kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve aşınma olmadığından emin olun. Gerekirse yedek kauçuk uçlarla değiştirin.

Adım 4: Son Kontrol

Walker'ı elinizle hafifçe sallayarak stabiliteyi kontrol edin. Tutma yerlerinin çocuğa uygun olduğundan, yükseklik ayarının doğru yapıldığından ve tüm bacakların zemine tam oturduğundan emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Walker'ı düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Yükseklik ayarının doğru yapıldığından (63-76 cm) ve kauçuk uçların zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Walker'ı Kullanma

1. Çocuğun walker'ı her iki elinde tutma yerlerinden kavramasını sağlayın.
2. Çocuğun walker'ın içinde durmasını ve hafif öne eğilerek tutma yerlerinden destek almasını sağlayın.
3. Çocuğun yavaş ve dengeli adımlarla yürütmesine yardımcı olun; walker'ı her adımda hafifçe öne doğru hareket ettirerek destek almasını sağlayın.
4. Dönüşlerde veya dar alanlarda dikkatli olun; ani hareketlerden kaçının.
5. Kullanım sırasında bir yetişkin gözetiminde olduğundan emin olun.

Adım 3: Temizlik ve Saklama

- Kullanım sonrası walker'ı nemli bir bezle silin ve kurulayın.
- Walker'ı kullanmadığınızda kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Alüminyum gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tutma Yerleri:** Tutma yerlerini nemli bir bezle temizleyin; kauçuk yüzeyin aşınmadığından emin olun.
- **Kauçuk Uçlar:** Kauçuk uçları haftalık olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin.

- **Genel Kontrol:** Ayar mekanizmasını ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Walker kayıyor	Kauçuk uçlar aşınmış	Kauçuk uçları değiştirin.
Yükseklik ayarı yapılamıyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Tutma yeri rahatsız	Yanlış yükseklik ayarı	Yüksekliği yeniden ayarlayın (63-76 cm).
Gövde bükülmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Walker'ı kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Walker'ı 2.02 kg ağırlığı ile çocuklar için taşınabilir bir yapıda tutun. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Walker'ı düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın ve kauçuk uçların aşınmadığından emin olun. Çocuğun kullanım sırasında bir yetişkin tarafından gözetildiğinden emin olun.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Kauçuk uçları düzenli olarak değiştirerek güvenli kullanımı sürdürün.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com