



PR-445

Alüminyum Ters Walker

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Loco PR-445 Alüminyum Ters Walker, engelli bireyler, özellikle çocuklar veya özel gereksinimli kişiler için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir posterior (ters) yürüteçtir. 1.56 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, bronz renkli parçalarıyla estetik bir görünüm sunar. 52-62 cm ayarlanabilir yükseklik aralığı ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar. Ters walker tasarımı, kullanıcının arkasında konumlanarak daha iyi bir duruş ve denge sağlar. Küçük kaymaz tekerlekleri, zeminde stabilite ve kolay manevra kabiliyeti sunar. Hafif yapısı sayesinde kolayca taşınabilir ve depolanabilir. PR-445, iç mekan kullanımı için idealdir ve özellikle fiziksel terapi süreçlerinde destekleyici bir araç olarak kullanılır.

Kullanım Amacı

PR-445, kullanıcıların (özellikle çocukların) daha iyi bir duruş ve dengeyle yürümesini desteklemek, fiziksel terapi süreçlerini kolaylaştırmak ve günlük yaşamda bağımsız hareket etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Ters walker tasarımı, kullanıcının vücudunun arkasında yer alarak öne eğilmeyi önler ve daha dik bir pozisyonda yürümeyi teşvik eder. Ayarlanabilir yükseklik özelliği ile farklı boylardaki kullanıcılara uyum sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	54 cm
Toplam Yükseklik	52-62 cm
Toplam Uzunluk	47 cm
Katlanır Genişlik	-
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	1.56 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	-
Koli Ölçüleri	49-38-65 cm
Parçaların Rengi	Bronz / Bronze
Karton Adedi	4 Adet / Piece

3. Kutunun İçindekiler

- PR-445 Alüminyum Ters Walker (katlanmış, montaj gerektirebilir)
 - Kullanım kılavuzu
 - Garanti belgesi
 - Kurulum için alyan anahtar veya tornavida (varsa)
-

4. Güvenlik Uyarıları

- Ürünü yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya eğimli alanlarda kayma riski vardır.
 - Ürünü suya uzun süre maruz bırakmayın; alüminyum gövdeyi kurulaşın.
 - Katlama veya açma işlemleri sırasında ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.
 - Yükseklik ayarı yaparken dikkatli olun; yanlış ayar dengesizliğe neden olabilir.
 - Tekerleklerin kaymaz özelliklerini düzenli olarak kontrol edin; aşınma varsa değiştirin.
 - Kullanıcıyı desteklerken refakatçi dikkatli olmalıdır; özellikle çocuklar için sürekli gözetim gereklidir.
-

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Çerçevenin ve tekerleklerin kutuda olduğundan emin olun. Tüm parçaları hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, kırık veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Çerçeveyi Açma

Ürün katlanmış halde gelir. Çerçeveyi açmak için yan çerçeveleri dışa doğru çekin; çerçevenin tamamen açıldığını ve kilitlendiğini duyduğunuzda (genellikle bir “klik” sesi çıkar) ürün düz bir konuma gelir. Çerçevenin sabit olduğunu kontrol edin; gevşeklik varsa kilit mekanizmasını kontrol edin.

Adım 3: Yükseklik Ayarı Yapma

Toplam yükseklik 52–62 cm arasında ayarlanabilir. Kullanıcının boyuna uygun şekilde ayar mekanizmasını kullanarak istenen yüksekliği seçin ve sabitleyin. Ayar sırasında tüm bacakların aynı kademede olduğundan emin olun.

Adım 4: Tekerlekleri Kontrol Etme

Küçük kaymaz tekerleklerin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini ve aşınma olmadığını kontrol edin. Tekerleklerin zeminde kolayca hareket ettiğini ve kaymadığını test edin.

Adım 5: Son Kontrol

Tüm vidaları ve bağlantıları kontrol edin; gevşek vidaları sıkılaştırın. Ürünü sallayarak sabitliği test edin. Yükseklik ayarı ve tekerleklerin düzgün çalıştığını bir kez daha doğrulayın. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Ürün düz ve kaymaz bir zeminde yerleştirin. Yükseklik ayarını (52–62 cm) kullanıcının boyuna göre yapın. Tekerleklerin zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Yürüme Desteği Kullanımı

Ürünü kullanıcının arkasına konumlandırın (ters walker tasarımı gereği). Kullanıcı, el tutamaçlarına tutunarak ürünü kullanarak destek alsın. Yürürken yavaş ve dengeli adımlar atın. Tekerlekler, kullanıcının hareketini takip ederken stabilite sağlar. Refakatçi, özellikle çocuklar için, kullanıcının dengesini sürekli kontrol etsin.

Adım 3: Katlama ve Taşıma

Ürünü katlamak için yan çerçeveleri içe doğru kapatın. Katlanmış ürünü (1.56 kg) kolayca taşıyın veya depolama alanına yerleştirin.

7. Bakım ve Temizlik

- **Çerçeve:** Nemli bez ve nötr sabunla silin; aşındırıcı kimyasallardan kaçının. Alüminyum gövdeyi kurulaşın.
- **El Tutamaçları:** El tutamaçlarını nemli bezle nazikçe silin; aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- **Tekerlekler:** Haftalık temizlik yapın; tekerleklerde biriken kirleri nemli bezle silin. Aşınma varsa değiştirin.

8. Sorun Giderme

Aşağıdaki tablo, PR-445 Alüminyum Ters Walker ile karşılaşılabilecek yaygın sorunları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde listeler. Sorunları çözmeden önce güvenlik uyarılarını gözden geçirin ve teknik arıza şüphesi varsa yetkili servise başvurun.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tekerlekler kayıyor	Tekerlekler aşınmış	Tekerlekleri kontrol edin; aşınma varsa yenisiyle değiştirin.
Yükseklik ayarı değişmiyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı nazıkçe hareket ettirin; kir varsa temizleyin.
Ürün sallanıyor	Vidalar gevşemiş	Tüm vidaları kontrol edin ve sıkılaştırın.
Ürün katlanmıyor	Katlama mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; kir varsa temizleyin ve tekrar deneyin.
El tutamaçları rahatsız	Tutamaçlar aşınmış	El tutamaçlarını kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Alüminyum gövdede korozyon	Nemli bırakma	Gövdeyi kurulayın ve etkilenen bölgeleri temizleyin; servise danışın.

9. Ek Bilgiler

- **Seyahat ve Depolama İpuçları:** Hafif yapısı sayesinde ürünü kolayca taşıyın ve depolayın. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi korozyona karşı koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Yükseklik ayarını kullanıcıya uygun şekilde yapın. Tekerleklerin kaymaz özelliklerini düzenli olarak kontrol edin ve kaymaz zeminlerde kullanın. Ters walker'ın doğru konumda olduğundan emin olun.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Alüminyum gövdeyi nemden koruyarak korozyonu önleyin. Tekerleklerin ve ayar mekanizmalarının düzenli bakımını yapın.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren, gövde için).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (tekerlekler, el tutamaçları).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com