



PR-446

Alüminyum Ters Walker

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Loco markasıyla sunduğumuz PR-446 Alüminyum Ters Walker, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış hafif, dayanıklı ve ergonomik bir mobilite yardımcısıdır. Bu ürün, alüminyum gövdesi ile taşınabilir ve sağlam bir yapı sunar; tahmini ağırlığı 1.5 kg'dır. Gri renkli gövdesi ve tutma yerleri ile sade bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 74 cm, toplam uzunluk 48-50 cm ve toplam yükseklik 54-64 cm aralığında ayarlanabilir, böylece daha kısa boylu kullanıcılara (örneğin, çocuklar veya küçük yapılı yetişkinler) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yerleri ve kaymaz kauçuk uçları ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Ters walker tasarımı, kullanıcının walker'ı arkadan iterek yürümesini sağlayarak daha fazla denge ve destek sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-446 Alüminyum Ters Walker, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, hafif, dayanıklı ve ergonomik bir yürüteçtir. Alüminyum gövdesi, taşınabilir ve sağlam bir yapı sunar; tahmini ağırlığı 1.5 kg'dır. Gri renkli gövdesi ve tutma yerleri ile sade bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 74 cm, toplam uzunluk 48-50 cm ve toplam yükseklik 54-64 cm aralığında ayarlanabilir, böylece daha kısa boylu kullanıcılara (örneğin, çocuklar veya küçük yapılı yetişkinler) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Ergonomik tutma yerleri, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Dört bacaklı yapısı ve kaymaz kauçuk uçları, zeminde güvenli tutuş ve stabilite sunar. Ters walker tasarımı, kullanıcının walker'ı arkadan iterek yürümesini sağlayarak daha fazla denge ve destek sunar. PR-446, hem günlük kullanım hem de geçici sakatlık durumlarında güvenilir bir destek sunar.

Kullanım Amacı

PR-446 Alüminyum Ters Walker, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin (örneğin, denge problemi yaşayan çocuklar veya küçük yapılı yetişkinler) yürüme ve ayakta durma

sırasında denge ve destek almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yüksekliği (54-64 cm), cihazın daha kısa boylu kullanıcılar tarafından kolayca kullanılmasını sağlar. Ters walker tasarımı, kullanıcının walker'ı arkadan iterek yürümesini sağlayarak daha fazla denge ve kontrol sunar. Ergonomik tutma yerleri, kullanım kolaylığı sağlar. Kaymaz kauçuk uçları, farklı zeminlerde güvenli hareket imkanı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	74 cm
Toplam Yükseklik	54-64 cm (ayarlanabilir)
Toplam Uzunluk	48-50 cm
Katlanır Genişlik	-
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	1.5 kg (tahmini)
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg (tahmini)
Koli Ölçüleri	54x39x79 cm
Parçaların Rengi	Gri / Grey
Karton Adedi	2 Adet / Piece
Tutma Yeri	Kauçuk / Yumuşak Plastik
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)

Not: Ayarlanabilir yükseklik, ergonomik tutma yerleri, dört bacaklı sabit yapı, ters walker tasarımı ve kaymaz kauçuk uçlar içerir.

3. Kutunun İindekiler

- Loco PR-446 Alüminyum Ters Walker (1 adet)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

Not: Yedek kauuk uç opsiyonel olarak dahil olabilir; kutu ieriğini kontrol edin.

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (136 kg, tahmini) uygun; aşımı walker'ın zarar görmesine veya devrilmesine yol açabilir.
- Walker'ı yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya kaygan zeminlerde kayma riski vardır.
- Kauuk uçları düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değıştirin, aksi takdirde kayma riski artar.
- Kullanıcının walker'ı kullanırken her iki elini de tutma yerlerinde tutmasını sağlayın; tek elle kullanmak denge kaybına neden olabilir.
- İlk kullanımda bir refakati gözetiminde kullanın; özellikle yükseklik ayarını ve kullanım pozisyonunu öğrenmek için.
- Walker'ı düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçının; alüminyum gövde zarar görebilir.
- Walker'ı başka bireyler tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.
- Walker'ı merdivenlerde veya eğimli zeminlerde kullanmaktan kaçının; devrilme riski vardır.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Walker (1 adet), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Walker'ı hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Yükseklik Ayarı

1. Walker'ı düz bir zemine yerleştirin.
2. Dört bacağın yan kısımlarındaki ayar deliklerini ve pimleri/düğmeleri bulun.
3. Pim/düğmeyi serbest bırakın ve walker'ı kullanıcının boyuna göre 54-64 cm aralığında ayarlayın. Tutma yerleri, kullanıcının kalça hizasında olmalı; böylece kullanıcı rahatça tutabilir ve hafif öne eğilerek walker'ı itebilir.
4. Ayar tamamlandıktan sonra pim/düğmeyi sıkıca kilitleyin ve walker'ın sabit olduğundan emin olun.

Adım 3: Kauçuk Uç Kontrolü

Walker'ın dört bacağının alt kısmındaki gri kauçuk uçları kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve aşınma olmadığından emin olun. Gerekirse yedek kauçuk uçlarla değiştirin.

Adım 4: Son Kontrol

Walker'ı elinizle hafifçe sallayarak stabiliteyi kontrol edin. Tutma yerlerinin kullanıcıya uygun olduğundan, yükseklik ayarının doğru yapıldığından ve tüm bacakların zemine tam oturduğundan emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Walker'ı düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Yükseklik ayarının doğru yapıldığından (54-64 cm) ve kauçuk uçların zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Walker'ı Kullanma

1. Kullanıcıyı walker'ın arkasına konumlandırın; walker'ın tutma yerlerini her iki eliyle kavramasını sağlayın.
2. Kullanıcının hafif öne eğilerek walker'ı öne doğru itmesini ve ardından bir adım atmasını sağlayın. Ters walker tasarımı, kullanıcının walker'ı arkadan iterek yürümesini sağlar.
3. Kullanıcının yavaş ve dengeli adımlarla yürütmesine yardımcı olun; her adımda walker'ı hafifçe öne doğru hareket ettirerek destek almasını sağlayın.
4. Dönüşlerde veya dar alanlarda dikkatli olun; ani hareketlerden kaçın.
5. Kullanım sırasında bir refakatçi gözetiminde olduğundan emin olun, özellikle çocuklar için.

Adım 3: Temizlik ve Saklama

- Kullanım sonrası walker'ı nemli bir bezle silin ve kurulayın.
- Walker'ı kullanmadığınızda kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Alüminyum gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tutma Yerleri:** Tutma yerlerini nemli bir bezle temizleyin; kauçuk yüzeyin aşınmadığından emin olun.

- **Kauçuk Uçlar:** Kauçuk uçları haftalık olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin.
- **Genel Kontrol:** Ayar mekanizmasını ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Walker kayıyor	Kauçuk uçlar aşınmış	Kauçuk uçları değiştirin.
Yükseklik ayarı yapılamıyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Tutma yeri rahatsız	Yanlış yükseklik ayarı	Yüksekliği yeniden ayarlayın (54-64 cm).
Gövde bükülmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Walker'ı kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Walker'ı tahmini 1.5 kg ağırlığı ile taşınabilir bir yapıda tutun. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Walker'ı düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın ve kauçuk uçların aşınmadığından emin olun. Kullanım sırasında bir refakatçi tarafından gözetildiğinden emin olun, özellikle çocuklar için.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Kauçuk uçları düzenli olarak değiştirerek güvenli kullanımı sürdürün.

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com