



# PR-450

Alüminyum Frenli Walker

## Kullanım Kılavuzu

### **OFİS**

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5  
D:28 Town Ofis Bahcelievler / ISTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

### **FABRİKA**

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB  
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Loco markasıyla sunduğumuz PR-450 Alüminyum Frenli Walker, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış hafif, dayanıklı ve ergonomik bir mobilite yardımcısıdır. Bu ürün, 3.38 kg ağırlığında alüminyum gövdesi ile taşınabilir ve sağlam bir yapı sunar. Gri renkli gövdesi ve siyah tutma yerleri ile modern bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 59 cm, toplam uzunluk 53-56 cm ve toplam yükseklik 80-90 cm aralığında ayarlanabilir, böylece yetişkin kullanıcılara (örneğin, ortalama boydaki yetişkinler) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır. 5" (12.7 cm) ön tekerlekleri, frenli yapısı, ergonomik tutma yerleri ve kaymaz kauçuk uçları ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 12 cm), depolama ve taşıma kolaylığı sağlar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

---

## 1. Ürün Tanıtımı

### Ürün Açıklaması

Loco PR-450 Alüminyum Frenli Walker, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, hafif, dayanıklı ve ergonomik bir yürüteçdir. 3.38 kg ağırlığında alüminyum gövdesi, taşınabilir ve sağlam bir yapı sunar; gri renkli gövdesi ve siyah tutma yerleri ile modern bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 59 cm, toplam uzunluk 53-56 cm ve toplam yükseklik 80-90 cm aralığında ayarlanabilir, böylece yetişkin kullanıcılara (örneğin, ortalama boydaki yetişkinler) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır. 5" (12.7 cm) ön tekerlekleri, hareket kolaylığı sağlarken; el freni sistemi, kullanıcıya hareketi kontrol etme imkanı sunar. Ergonomik tutma yerleri, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Arka bacaklardaki kaymaz kauçuk uçlar, zeminde güvenli tutuş ve stabilite sunar. Katlanabilir tasarımı (katlanır genişlik 12 cm), depolama ve taşıma kolaylığı sağlar. PR-450, hem günlük kullanım hem de geçici sakatlık durumlarında güvenilir bir destek sunar.

## Kullanım Amacı

PR-450 Alüminyum Frenli Walker, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin (örneğin, yaşlılar, engelliler, geçici sakatlık yaşayan yetişkinler) yürüme ve ayakta durma sırasında denge ve destek almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yüksekliği (80-90 cm), cihazın yetişkin kullanıcılar tarafından kolayca kullanılmasını sağlar. 5" ön tekerlekleri, düz zeminlerde hareket kolaylığı sağlar; el freni sistemi, kullanıcıya hareketi kontrol etme ve gerektiğinde walker'ı sabitleme imkanı sunar. Ergonomik tutma yerleri, kullanım kolaylığı sağlar. Kaymaz kauçuk uçları, farklı zeminlerde güvenli hareket imkanı sağlar.

## 2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	59 cm
Toplam Yükseklik	80-90 cm (ayarlanabilir)
Toplam Uzunluk	53-56 cm
Katlanır Genişlik	12 cm (katlanabilir)
Arka Tekerler	- (yok)
Ön Tekerler	5" (12.7 cm)
Materyal	Alüminyum / Aluminium
Ürün Ağırlığı	3.38 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	6.15x13x84 cm
Konteyner Yük Adedi	20" 417 - 40" 1014
Tilt	- (yok)
Parçaların Rengi	Gri-Siyah / Grey-Black
Tutma Yeri	Kauçuk / Yumuşak Plastik
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)
Fren Mekanizması	El Freni

### 3. Kutunun İindekiler

- Loco PR-450 Alüminyum Frenli Walker (1 adet)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

*Not:* Yedek kauuk uç opsiyonel olarak dahil olabilir; kutu içeriğini kontrol edin.

---

### 4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (136 kg) uyun; aşımı walker'ın zarar görmesine veya devrilmesine yol açabilir.
- Walker'ı yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; ıslak veya kaygan zeminlerde kayma riski vardır.
- Kauuk uçları ve tekerlekleri düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa deęiştirin, aksi takdirde kayma riski artar.
- Fren mekanizmasını her kullanım öncesi kontrol edin; düzgün çalışmadığında kullanmayın ve yetkili servise başvurun.
- Kullanıcının walker'ı kullanırken her iki elini de tutma yerlerinde tutmasını sağlayın; tek elle kullanmak denge kaybına neden olabilir.
- İlk kullanımda bir refakatçi gözetiminde kullanın; özellikle yükseklik ayarını, fren kullanımını ve hareket pozisyonunu öğrenmek için.
- Walker'ı düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçının; alüminyum gövde veya tekerlekler zarar görebilir.
- Walker'ı başka bireyler tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.
- Walker'ı merdivenlerde veya eğimli zeminlerde kullanmaktan kaçının; devrilme riski vardır.
- Frenleri kullanmadan walker'ı hareket ettirmeyin; ani hareketler kayma veya düşme riski yaratabilir.

## 5. Kurulum Talimatları

### Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Walker (1 adet), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Walker'ı hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme, eksik parça veya fren mekanizmasında sorun varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

### Adım 2: Walker'ı Açma

1. Walker'ı katlanmış halde kutudan çıkarın.
2. Yanlardaki kilit mekanizmasını (düğme veya kilit sistemi) serbest bırakın ve walker'ı tam genişliğine (59 cm) kadar açın.
3. Kilit mekanizmasının yerine oturduğundan ve walker'ın sabit olduğundan emin olun.

### Adım 3: Yükseklik Ayarı

1. Walker'ı düz bir zemine yerleştirin.
2. Dört bacağın yan kısımlarındaki ayar deliklerini ve pimleri/düğmeleri bulun.
3. Pim/düğmeyi serbest bırakın ve walker'ı kullanıcının boyuna göre 80-90 cm aralığında ayarlayın. Tutma yerleri, kullanıcının kalça hizasında olmalı; böylece kullanıcı rahatça tutabilir ve hafif öne eğilerek walker'ı itebilir.
4. Ayar tamamlandıktan sonra pim/düğmeyi sıkıca kilitleyin ve walker'ın sabit olduğundan emin olun.

### Adım 4: Fren ve Tekerlek Kontrolü

1. Tutma yerlerindeki fren mekanizmasını kontrol edin; tutma yerlerini sıkarak frenin tekerlekleri sabitlediğinden emin olun.
2. Ön tekerleklerin (5") düzgün döndüğünden ve hasarlı olmadığından emin olun.

3. Arka bacaklardaki gri kauçuk uçları kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve aşınma olmadığından emin olun. Gerekirse yedek kauçuk uçlarla değiştirin.

### **Adım 5: Son Kontrol**

Walker'ı elinizle hafifçe sallayarak stabiliteyi kontrol edin. Tutma yerlerinin kullanıcıya uygun olduğundan, yükseklik ayarının doğru yapıldığından, frenlerin çalıştığından ve tekerleklerin düzgün döndüğünden emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

---

## **6. Kullanım Talimatları**

### **Adım 1: Hazırlık**

Walker'ı düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Yükseklik ayarının doğru yapıldığından (80-90 cm), frenlerin çalıştığından, tekerleklerin düzgün döndüğünden ve kauçuk uçların zemine tam oturduğundan emin olun.

### **Adım 2: Walker'ı Kullanma**

1. Kullanıcıyı walker'ın arkasına konumlandırın; walker'ın tutma yerlerini her iki eliyle kavramasını sağlayın.
2. Kullanıcının hafif öne eğilerek walker'ı öne doğru itmesini sağlayın. 5" ön tekerlekler, düz zeminlerde hareketi kolaylaştırır.
3. Gerekliğinde freni kullanın: Tutma yerlerini sıkarak freni etkinleştirin ve walker'ı sabitleyin (örneğin, durmak veya dinlenmek için).
4. Kullanıcının yavaş ve dengeli adımlarla yürütmesine yardımcı olun; her adımda walker'ı hafifçe öne doğru hareket ettirerek destek almasını sağlayın.
5. Dönüşlerde veya dar alanlarda dikkatli olun; ani hareketlerden kaçının.
6. Kullanım sırasında bir refakatçi gözetiminde olduğundan emin olun, özellikle ilk kullanımlarda.

### Adım 3: Katlama, Temizlik ve Saklama

- **Katlama:** Kullanım sonrası walker'ı katlamak için yanlardaki kilit mekanizmasını serbest bırakın ve walker'ı 12 cm genişliğe kadar katlayın.
- **Temizlik:** Walker'ı nemli bir bezle silin ve kurulayın. Fren mekanizmasını ve tekerlekleri temizlerken suya maruz bırakmaktan kaçının.
- **Saklama:** Walker'ı katlanmış halde kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

---

## 7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Alüminyum gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tutma Yerleri:** Tutma yerlerini nemli bir bezle temizleyin; kauçuk yüzeyin aşınmadığından emin olun.
- **Tekerlekler:** Ön tekerlekleri (5") haftalık olarak kontrol edin; kir veya aşınma varsa nemli bir bezle temizleyin. Tekerleklerin düzgün döndüğünden emin olun.
- **Fren Mekanizması:** Fren kablolarını ve mekanizmasını düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.
- **Kauçuk Uçlar:** Arka bacaklardaki kauçuk uçları haftalık olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin.
- **Genel Kontrol:** Ayar mekanizmasını, tekerlekleri ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

## 8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Walker kayıyor	Kauçuk uçlar veya tekerlekler aşınmış	Kauçuk uçları veya tekerlekleri değiştirin.
Fren çalışmıyor	Fren kablosu gevşemiş veya hasarlı	Fren mekanizmasını kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Yükseklik ayarı yapılamıyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Tekerlekler dönmüyor	Kir birikmesi veya hasar	Tekerlekleri temizleyin; hasar varsa değiştirin.
Gövde bükülmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Walker'ı kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

## 9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Walker'ı 3.38 kg ağırlığı ile taşınabilir bir yapıda tutun. Katlanabilir tasarımı sayesinde (katlanır genişlik 12 cm) depolama ve taşıma sırasında yer tasarrufu sağlar. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi nemden koruyun.
- **Güvenli Kullanım Önerileri:** Walker'ı düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın, frenlerin ve tekerleklerin düzgün çalıştığından emin olun. İlk kullanımlarda bir refakatçi gözetiminde kullanın.
- **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Kauçuk uçları ve tekerlekleri düzenli olarak kontrol ederek güvenli kullanımı sürdürün.

## 10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
  - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
  - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
  - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
  - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç veya tekerlek aşınması).

### İletişim Bilgileri:

#### Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com) | [export@karadenizmed.com](mailto:export@karadenizmed.com)

#### Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: [info@karadenizmed.com](mailto:info@karadenizmed.com)