



PR-491

Alüminyum Walker (Merdiven Tipi)

Kullanım Kılavuzu

OFİS

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5
D:28 Town Ofis Bahçelievler / İSTANBUL

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com

FABRİKA

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB
Sit. NO:6 Dilovası / KOCAELİ

+90 545 599 54 81

info@karadenizmed.com

export@karadenizmed.com



Karadeniz Medikal Loco markasıyla sunduğumuz PR-491 Alüminyum Merdiven Tipi Walker, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış hafif, dayanıklı ve ergonomik bir mobilite yardımcısıdır. Bu ürün, 2.88 kg ağırlığında alüminyum gövdesi ile taşınabilir ve sağlam bir yapı sunar. Mavi renkli gövdesi ve tutma yerleri ile dikkat çekici bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 63 cm, toplam uzunluk 45 cm ve toplam yükseklik 74-93 cm aralığında ayarlanabilir, böylece yetişkin kullanıcılara (örneğin, kısa boylu yetişkinlerden uzun boylu yetişkinlere) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Merdiven tipi tasarımı, iki farklı yükseklikte tutma yeri ile merdiven inip çıkmayı kolaylaştırır. Ergonomik tutma yerleri ve kaymaz kauçuk uçları ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Bu kılavuz, ürünün kurulumunu, güvenli kullanımını ve bakımını detaylı bir şekilde açıklar. Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü kullanmadan önce bir refakatçi ile kontrol edin.

1. Ürün Tanıtımı

Ürün Açıklaması

Loco PR-491 Alüminyum Merdiven Tipi Walker, hareket kabiliyeti sınırlı bireyler için tasarlanmış, hafif, dayanıklı ve ergonomik bir yürüteçtir. 2.88 kg ağırlığında alüminyum gövdesi, taşınabilir ve sağlam bir yapı sunar; mavi renkli gövdesi ve tutma yerleri ile dikkat çekici bir görünüm sağlar. Toplam genişlik 63 cm, toplam uzunluk 45 cm ve toplam yükseklik 74-93 cm aralığında ayarlanabilir, böylece yetişkin kullanıcılara (örneğin, kısa boylu yetişkinlerden uzun boylu yetişkinlere) uyum sağlar. Maksimum taşıma kapasitesi 136 kg'dır (tahmini). Merdiven tipi tasarımı, iki farklı yükseklikte tutma yeri ile merdiven inip çıkmayı kolaylaştırır: bir tarafı merdiven çıkarken, diğer tarafı inerken destek sağlamak için kullanılır. Ergonomik tutma yerleri, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Dört bacaklı yapısı ve kaymaz kauçuk uçları, zeminde güvenli tutuş ve stabilite sunar. PR-491, hem düz zeminlerde hem de merdivenlerde güvenilir bir destek sunar.

Kullanım Amacı

PR-491 Alüminyum Merdiven Tipi Walker, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin (örneğin, yaşlılar, engelliler, geçici sakatlık yaşayan yetişkinler) yürüme ve ayakta durma sırasında denge ve destek almasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayarlanabilir yüksekliği (74-93 cm), cihazın yetişkin kullanıcılar tarafından kolayca kullanılmasını sağlar. Merdiven tipi tasarımı, iki farklı yükseklikte tutma yeri ile merdiven inip çıkmayı kolaylaştırır ve güvenli bir kullanım sunar. Ergonomik tutma yerleri, kullanım kolaylığı sağlar. Kaymaz kauçuk uçları, farklı zeminlerde güvenli hareket imkanı sağlar.

2. Teknik Özellikler

Özellik	Detay
Toplam Genişlik	63 cm
Toplam Yükseklik	74-93 cm (ayarlanabilir)
Toplam Uzunluk	45 cm
Katlanır Genişlik	-
Materyal	Alüminyum / Aluminum
Ürün Ağırlığı	2.88 kg
Max. Taşıma Kapasitesi	136 kg
Koli Ölçüleri	60x10x81 cm
Parçaların Rengi	Mavi / Blue
Karton Adedi	1 Adet / Piece
Tutma Yeri	Kauçuk / Yumuşak Plastik
Alt Uç	Kaymaz Kauçuk Uç (gri, değiştirilebilir)

3. Kutunun İindekiler

- Loco PR-491 Alüminyum Merdiven Tipi Walker (1 adet)
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Belgesi

Not: Yedek kauuk uç opsiyonel olarak dahil olabilir; kutu ieriğini kontrol edin.

4. Güvenlik Uyarıları

- Maksimum taşıma kapasitesine (136 kg, tahmini) uygun; aşımı walker'ın zarar görmesine veya devrilmesine yol açabilir.
- Walker'ı yalnızca düz ve kaymaz zeminlerde kullanın; merdivenlerde kullanırken ekstra dikkatli olun.
- Kauuk uçları düzenli olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa deėiştirin, aksi takdirde kayma riski artar.
- Kullanıcının walker'ı kullanırken her iki elini de tutma yerlerinde tutmasını sağlayın; tek elle kullanmak denge kaybına neden olabilir.
- İlk kullanımda bir refakati gözetiminde kullanın; özellikle merdivenlerde kullanım pozisyonunu öğrenmek için.
- Walker'ı düşürmekten veya sert darbelere maruz bırakmaktan kaçının; alüminyum gövde zarar görebilir.
- Walker'ı başka bireyler tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin; yaralanma riski vardır.
- Merdivenlerde kullanırken yavaş ve kontrollü hareket edin; her adımda walker'ın sabit olduėundan emin olun.

5. Kurulum Talimatları

Adım 1: Kutudan Çıkarma ve İlk Kontrol

Kutuyu düz ve geniş bir zeminde açın. Ürünü dikkatli bir şekilde kutudan çıkarın ve tüm parçaları kontrol edin. Walker (1 adet), kullanım kılavuzu ve garanti belgesi gibi bileşenlerin kutuda olduğundan emin olun. Walker'ı hasar açısından inceleyin; herhangi bir çatlak, bükülme veya eksik parça varsa kullanmadan önce yetkili servise başvurun.

Adım 2: Yükseklik Ayarı

1. Walker'ı düz bir zemine yerleştirin.
2. Dört bacağın yan kısımlarındaki ayar deliklerini ve pimleri/düğmeleri bulun.
3. Pim/düğmeyi serbest bırakın ve walker'ı kullanıcının boyuna göre 74-93 cm aralığında ayarlayın. Tutma yerleri, kullanıcının kalça hizasında olmalı; merdiven çıkarken alçak taraf, inerken yüksek taraf rahatça tutulabilmelidir.
4. Ayar tamamlandıktan sonra pim/düğmeyi sıkıca kilitleyin ve walker'ın sabit olduğundan emin olun.

Adım 3: Kauçuk Uç Kontrolü

Walker'ın dört bacağının alt kısmındaki gri kauçuk uçları kontrol edin; düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve aşınma olmadığından emin olun. Gerekirse yedek kauçuk uçlarla değiştirin.

Adım 4: Son Kontrol

Walker'ı elinizle hafifçe sallayarak stabiliteyi kontrol edin. Tutma yerlerinin kullanıcıya uygun olduğundan, yükseklik ayarının doğru yapıldığından ve tüm bacakların zemine tam oturduğundan emin olun. Ürün kullanıma hazır hale getirin.

6. Kullanım Talimatları

Adım 1: Hazırlık

Walker'ı düz ve kaymaz bir zeminde kullanmaya hazırlayın. Yükseklik ayarının doğru yapıldığından (74-93 cm) ve kauçuk uçların zemine tam oturduğundan emin olun.

Adım 2: Düz Zeminde Kullanım

1. Kullanıcıyı walker'ın arkasına konumlandırın; walker'ın tutma yerlerini her iki eliyle kavramasını sağlayın (düz zeminde genellikle yüksek taraf kullanılır).
2. Kullanıcının yavaş ve dengeli adımlarla yürütmesine yardımcı olun; her adımda walker'ı hafifçe öne doğru hareket ettirerek destek almasını sağlayın.
3. Dönüşlerde veya dar alanlarda dikkatli olun; ani hareketlerden kaçının.

Adım 3: Merdivenlerde Kullanım

- **Merdiven Çıkma:**
 1. Walker'ı merdivenin ilk basamağına yerleştirin; alçak tutma yerlerini (genellikle sağ taraf) her iki elinizle kavrayın.
 2. Bir basamak yukarı çıkın ve walker'ı bir üst basamağa yerleştirin; walker'ın dört bacağına da basamağa tam oturduğundan emin olun.
 3. Yavaş ve kontrollü bir şekilde her basamakta bu işlemi tekrarlayın.
 4. Bir refakatçi gözetiminde hareket edin; gerekirse destek alın.
- **Merdiven İnme:**
 1. Walker'ı bir alt basamağa yerleştirin; yüksek tutma yerlerini (genellikle sol taraf) her iki elinizle kavrayın.
 2. Bir basamak aşağı inin ve walker'ı bir alt basamağa yerleştirin; walker'ın dört bacağına da basamağa tam oturduğundan emin olun.
 3. Yavaş ve kontrollü bir şekilde her basamakta bu işlemi tekrarlayın.
 4. Bir refakatçi gözetiminde hareket edin; gerekirse destek alın.

Adım 4: Temizlik ve Saklama

- Kullanım sonrası walker'ı nemli bir bezle silin ve kurulayın.
- Walker'ı kullanmadığınızda kuru bir yerde saklayın; nemli ortamlardan uzak tutun.

7. Bakım ve Temizlik

- **Gövde:** Alüminyum gövdeyi nemli bir bezle silin; aşındırıcı kimyasallardan ve sudan kaçının. Gövdeyi kurulayın ve paslanmaya karşı koruyun.
- **Tutma Yerleri:** Tutma yerlerini nemli bir bezle temizleyin; kauçuk yüzeyin aşınmadığından emin olun.
- **Kauçuk Uçlar:** Kauçuk uçları haftalık olarak kontrol edin; aşınma veya hasar varsa değiştirin.
- **Genel Kontrol:** Ayar mekanizmasını ve gövdeyi düzenli olarak kontrol edin; gevşeklik veya hasar varsa yetkili servise başvurun.

8. Sorun Giderme

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Walker kayıyor	Kauçuk uçlar aşınmış	Kauçuk uçları değiştirin.
Yükseklik ayarı yapılamıyor	Ayar mekanizması sıkışmış	Mekanizmayı kontrol edin; gerekirse servise başvurun.
Tutma yeri rahatsız	Yanlış yükseklik ayarı	Yüksekliği yeniden ayarlayın (74-93 cm).
Gövde bükülmüş	Sert darbe veya aşırı yük	Walker'ı kullanmayı bırakın ve servise başvurun.

9. Ek Bilgiler

- **Taşıma ve Depolama İpuçları:** Walker'ı 2.88 kg ağırlığı ile taşınabilir bir yapıda tutun. Depolama sırasında kuru bir alan tercih ederek alüminyum gövdeyi nemden koruyun.
 - **Güvenli Kullanım Önerileri:** Walker'ı düzenli aralıklarla kontrol edin. Kaymaz zeminlerde kullanın ve kauçuk uçların aşınmadığından emin olun. Merdivenlerde kullanım sırasında bir refakatçi gözetiminde olun.
 - **Uzun Ömürlü Kullanım:** Gövdeyi sert darbelere karşı koruyun. Kauçuk uçları düzenli olarak değiştirerek güvenli kullanımı sürdürün.
-

10. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl (satın alma tarihinden itibaren).
- **Kapsam:** Üretim hatalarını kapsar.
- **Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:**
 - Kullanıcı hatası (düşürme, aşırı yük, nemli bırakma).
 - Uygunsuz bakım (aşındırıcı kimyasal kullanımı).
 - Yetkisiz tamir veya modifikasyon.
 - Normal aşınma ve yıpranma (kauçuk uç aşınması).

İletişim Bilgileri:

Ofis:

Yenibosna Merkez Mh. Ladin Sk, No:36 Kat:5 D:28

Town Ofis Bahçelievler / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com | export@karadenizmed.com

Fabrika:

Çerkeşli OSB Mah. İMES-7 Cd. İMES OSB Sit. NO:6

Dilovası / Kocaeli / Türkiye

Telefon: +90 545 599 54 81

E-posta: info@karadenizmed.com